

AQUATEC®

Sansibar



El asiento de ducha plegable

que permite ahorrar espacio



Yes, you can.®



Una ducha segura que se adapta al usuario y a su espacio

El asiento de ducha inoxidable para fijar a la pared Aquatec Sansibar es la solución ideal para bañeras o cabinas de ducha de reducidas dimensiones. Al no utilizarse, se pliega en un momento para casi no ocupar espacio.



Instalación fácil y rápida

- › Sólo se necesitan 5 tornillos.



Patas regulables en altura

- › Se incluyen 2 pares de adaptadores para elevar de 460 a 505mm.



Plegable

- › 110mm una vez plegado.

Datos técnicos ▼

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es



Altura total ▼

530 - 600 mm



Ancho total ▼

400 mm



Profundidad total ▼

460 mm



Profundidad de asiento ▼

410 mm



Ancho de asiento ▼

400 mm



Altura de asiento ▼

460 - 530 mm



Altura, plegado ▼

540 - 610 mm



Profundidad, plegado ▼

110 mm



Peso total ▼

2,6 kg



Peso máx. usuario ▼

130 kg

Tel: +34 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª
46001 Valencia
España



Yes, you can.®

© 2024 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. ES - 07/2024

