

Colibri

Aproveite a liberdade



Scooter com estilo, leve e transportável

Desenhado com a tecnologia Invacare Litelock™



Yes, you can.

Uma pequena scooter com muita personalidade

Apresentamos a Invacare Colibri®, uma divertida scooter desenhada para ser leve e fácil de transportar. Disponível em várias cores para complementar o seu estilo e melhorar a sua independência. A nossa Invacare Colibri® está disponível como uma scooter de 4 rodas em duas versões: Standard e Outdoor.



Fácil de transportar



Rodas de tamanho opcional e pack de baterias



Maior conforto



Cor das carenagens

- ▶ Sistema Litelock™ inovador e patenteado

▶ Pode ser facilmente desmontada sem ferramentas de forma rápida e sem esforço para transporte
- ▶ Rodas maiores como opção

▶ Pack de baterias com maior capacidade

▶ A bateria pode ser carregada integrada na scooter ou ser removida e carregada externamente.
- ▶ Assento giratório macio e almofadado desenhado para uma condução confortável

▶ Kit de suspensão opcional de “encaixe fácil” para ainda mais conforto.
- ▶ Troque os painéis de cores facilmente, sem necessidade de ferramentas usando apenas o mecanismo de encaixe

▶ Escolha o estilo e cor que combine com o seu gosto pessoal

Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Largura do encosto ▼	Profundidade de assento ▼	Altura assento-chão ▼	Altura do encosto ▼	Largura total ▼
465 mm	400 mm	370 - 420 mm	385 mm	505 mm
Altura max. ultrapassar obstáculos ▼	Max. inclinação ▼	Capacidade do motor ▼	Autonomia ▼	Velocidade máxima ▼
45 mm	6° / 10.5%	200 W	Up to 16 km	8 km/h
Comprimento total ▼	Peso total ▼	Peso max. utilizador ▼	Capacidade da bateria ▼	Diâmetro de viragem ▼
1010 mm	44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	2200 mm

Shroud colours



Azul safira



Vermelho Jasper



Verde jade



Branco pérola



Cinzeno

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

