KÜSCHƏII® COMPACT ATTRACT



ACTIVA Y
CONFIGURABLE

Küschall® COMPACT ATTRACT

La silla Compact attract responde a las necesidades de los usuarios que buscan una silla de ruedas activa y plegable. Ofrece númerosos ajustes para garantizar una posición sentada óptima, una gran maniobrabilidad y una conducción fácil y agradable.

Equipada con pescantes abatibles y desmontables para facilitar las transferencias, la küschall attract es una silla confortable, práctica y eficaz. ¡Descubra ya las nuevas opciones que permiten configurarla sin límite!

















DATOS TÉCNICOS*



Anchura de asiento: 360 - 500 mm incrementos de 20 mm



Profundidad de asiento: 360 - 500 mm incrementos de 20 mm



Altura de asiento: Delantera: 430 - 520 mm Trasera: 400 - 490 mm incrementos de 10 mm






Altura de respaldo: 330 - 495 mm incrementos de 15 mm



Ángulo de respaldo: 82°/86°/90°/ 94°/98°/102°





Pendiente máxima segura:



Radio de giro: 920 - 1125 mm



Longitud total: 70°: aprox. 985 mm 90°: aprox. 895 mm Sin reposapiés: 690 mm





Peso total: aprox. 11.3 kg

Atención al cliente. Para más información contacte con nuestro departamento de

atención al cliente o visite nuestra web: www.invacare.es





Anchura total: Ancho de asiento +180 mm



aprox. 300 mm





Peso de transporte (sin ruedas traseras): aprox. 8.7 kg



Peso máx. usuario:



Prueba de choque (ISO 7176-19)

Invacare IBERIA Tel. (34) 900 992 841 E-Mail: contactsp@invacare.com www.invacare.es