

AQUATEC®

Dot

Mayor soporte en menor espacio



INVACARE

Yes, you can.

El taburete Aquatec Dot es la elección perfecta si tiene poco espacio en su cuarto de baño o en su ducha.

Su asiento redondeado convence por su comodidad y fácil accesibilidad desde ambos lados y también por su diseño fresco y renovado.

Este taburete es muy ligero y se regula en altura muy fácilmente. Sus conteras brindan estabilidad al taburete tanto en la ducha como fuera de ella.

- > Regulación en altura fácil de ajustar en 7 posiciones desde 40 hasta 55cm.
- > Taburete muy ligero 1,65kg.
- > Montaje sin herramientas y limpieza muy fácil.
- > Completamente libre de corrosión - fabricado en plástico.
- > Peso máximo de usuario : 135kg.



Asiento redondeado

Asiento cómodo que facilita el aseo desde ambos lados.

Regulación y conteras

La altura se regula fácilmente con 4 pasadores y las conteras garantizan su estabilidad.

Disco giratorio

Facilita la movilidad e independencia.

Disponible la versión en conjunto : **Dot + Disk Gris**, 1575268.

El **Disco** está disponible como accesorio en color gris 1562350.

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es

Referencia ▼	Aquatec Dot ▼	Aquatec Dot + Disk ▼	Aquatec Disk ▼
Dot	1564759		
Dot + Disk gris		1575268	
Disk gris			1562350
Dimensiones ▼			
Ancho de asiento	34 cm		
Profundidad del asiento	21 cm		
Alto de asiento	40 - 55 cm		
Ancho total	36,5 cm		
Profundidad total	36,5 cm		
Altura total	40 - 55 cm		
Peso máximo	135 kg		
Peso	1,65 kg		
Color	Gris		

Tel: +34 972 49 32 14
 contactsp@invacare.com
 www.invacare.es

Invacare S.A.
 Avenida del Oeste nº50, 1ª 1ª
 46001 Valencia
 España