

Flo-tech[®] Contour ***Visco^{NG}***



Si modella seguendo le
linee del corpo



Yes, you can.

Il cuscino *Invacare Flo-tech® Contour Visco^{NG}* è un cuscino anatomico realizzato al 100% in schiuma viscoelastica. Offre eccellenti proprietà di redistribuzione della pressione per migliorare il comfort e stabilizzare il bacino. Il suo design frontale favorisce la propulsione con i piedi e consente l'accesso a tavoli più bassi.

Sagomatura posteriore

- La speciale sagomatura del cuscino assicura un supporto supplementare dietro il bacino del paziente, favorendo così un posizionamento pelvico ottimale. Questa soluzione consente di infilare il cuscino sotto il rivestimento dello schienale o sotto uno schienale rigido per colmare il vuoto che si viene solitamente a creare con i cuscini a taglio quadrato. Massimizzando la superficie di contatto, inoltre, si migliora la distribuzione delle pressioni e si riduce il rischio di lesioni della cute.

Bordo anteriore a cascata

- Offre un supporto massimo alle cosce per migliorare il posizionamento delle gambe e la redistribuzione della pressione, senza compromettere l'area poplitea dell'articolazione del ginocchio. Il bordo anteriore a cascata è inoltre adatto a chi ha muscoli posteriori della coscia (ischio crurali) rigidi, permettendo il posizionamento dei piedi a 90 gradi o meno e facilitando la propulsione con i piedi.



- Il *Flo-tech® Contour Visco^{NG}* offre un'eccellente immersione e avvolgimento. Quando l'utente si siede sul cuscino, la schiuma viscoelastica si adatta lentamente alla forma del corpo, aumentando la superficie di contatto e quindi redistribuendo la pressione.
- Il *Flo-tech® Contour Visco^{NG}* è disponibile in un'ampia gamma di misure e portate di peso, garantendo la migliore adattabilità all'utente.
- Include 2 fodere con doppia cerniera, facili da rimuovere per la pulizia e la manutenzione. Le fodere sono impermeabili all'incontinenza e bi-elastiche, per permettere un'immersione efficace del corpo nella schiuma del cuscino. La base antiscivolo assicura che il cuscino rimanga in posizione, mentre la maniglia per il trasporto consente di spostarlo facilmente da una superficie all'altra.

Dati tecnici ▼

Per informazioni pre-vendita più dettagliate su questo prodotto, incluso il manuale d'uso, consulta il sito Invacare www.invacare.it

								
	Larghezza ▼	Profondità ▼	Altezza ▼	Altezza ▼	Peso totale ▼	Peso massimo utente ▼	Temperatura massima lavaggio ▼	
Flo-tech® Contour Visco^{NG}	355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm	405 mm 430 mm 455 mm 530 mm	A=100mm B=100mm	100mm	1.3kg	140Kg*	90°	

Il cuscino è conforme alle normative EN1021-1 Cig e EN1021-2 Match

*Cuscini con larghezza seduta da 380 a 405 mm - peso minimo utente 40kg
Cuscini con larghezza seduta da 430 e superiore - peso minimo utente 60 kg

Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc San srl
via M. Corner, 19
36016 Thiene - VI
Italia



Yes, you can.®