

Flo-tech[®] Contour Visco



Adapta-se ao formato
do corpo do utilizador



Yes, you can.

A almofada *Invacare Flo-tech Contour Visco* é moldada em espuma viscoelástica. A sua superfície adapta-se ao formato do corpo do utilizador, melhorando a postura, aumentando o conforto e maximizando a área de contato com o usuário, aumentando assim a redistribuição da pressão.

Características e Opções



Almofada de espuma visco elástica com memória

A espuma visco elástica adapta-se ao corpo do utilizador, maximizando a área de contato, proporcionando o conforto e aumentando a redistribuição da pressão. A espuma torna esta almofada adequada para usuários mais pesados e altos.

Capa Bi-elástica Resistente

A capa é em tecido preto dartex, bi-elástica, impermeável a líquidos e permeável a vapor. A base é antideslizante. Incorpora uma pega para facilitar o transporte.

Disponível em 51 tamanhos

A almofada *Invacare Flo-tech Contour Visco* está disponível em 51 tamanhos desde 360x330 até 510x460 mm. (Ver tabela dos tamanhos para mais detalhes).

Quatro densidades de espuma disponíveis

Disponível em quatro densidades segundo o peso do utilizador: Macia (até 51kg), Média (até 76kg), Firme (até 102kg), Muito firme (até 125kg).

Superfície de assento anatómico com suporte lateral

O seu formato anatómico, oferece suporte lateral adicional e estabilidade pélvica, contribuindo para uma melhor postura do utilizador.

Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da *Invacare Portugal*.

Vários Tamanhos	Altura	Peso Total	Peso max. utilizador ¹	Temperatura máx. lavagem
Flo-tech Contour Visco Uma gama de 51 tamanhos	120 mm	1.6 kg	127 kg	80°

Fabricado de acordo com as normas europeias:
Espuma interna: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852: 1982 Crib 5

- Os limites máximos de peso do usuário são definidos assumindo que a almofada selecionada tenha largura e profundidade apropriadas para o usuário pretendido.

Cores

Preto Suave	Tecido Preto Impermeável	Preto Tecido	Azul Báltico

Tel: +351 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784, Leça do Balio



Yes, you can.®