

H340 Izzo

solução avançada com dupla função para casa de banho



Nova geração de soluções para casas de banho

Dupla função, ajustável, com suporte



Yes, you can.®

Apresentamos o H340 Izzo uma solução avançada com dupla função para a sua casa de banho

O Invacare H340 Izzo pode ser utilizada sobre a sanita como estrutura ou assento sanitário elevado, bem como como sanita com tampa – dependendo das suas necessidades individuais.

Os apoios de braços rebatíveis e fáceis de operar e o assento com altura ajustável auxiliam a transferência.



Principais características:

- > Assento fácil de manusear
Ajuste de altura em 5 passos de 45 cm a 55 cm
- > Completo com assento de sanita alongado com tampa e bacia com tampa.
- > Montagem sem ferramentas
- > Elevada capacidade de carga: 113 kg

Dados técnicos

Para obter informações de pré-venda mais completas sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, consulte o site local da Invacare.

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | | | | Branco Cor da moldura |
| Largura do assento ▼ | Profundidade do assento ▼ | Altura do assento ▼ | Largura total ▼ | |
| H340 Izzo | 36 cm | 43 cm | 45-55 cm | 47 cm |
| | | | | Cinza Cor de plástico |
| Profundidade total ▼ | Altura da sanita ▼ | Peso total do produto ▼ | Peso máximo do utilizador ▼ | |
| H340 Izzo | 53 cm | 82 - 92 cm | 8,8 kg | 113 kg |

Tel: +351 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare (Portugal),
Unipessoal, Lda.
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal