

# H263/H273 Lima

Plegable y completa de serie



Diseño que ocupa menos espacio



Yes, you can.®

# Todo lo que se necesita en una silla de ducha

La silla Invacare Lima es la elección perfecta si busca una silla de ducha inodora que ocupe poco espacio y equipada completamente. Todos los accesorios están incluidos, cinturón, cubeta y asiento acolchado ajustable en 4 posiciones con tapa.

La estructura de aluminio resistente a la corrosión es ideal para la ducha de usuarios que necesitan asistencia para su higiene personal.

### Diseño plegable en poco espacio

- La Invacare Lima H263 y Lima H273 está lista para guardar o transportar en pocos segundos con su fácil sistema de plegado.

### Asiento con posiciones variables

- El asiento acolchado de 4 posiciones de la Invacare Lima brinda la máxima comodidad para su usuario y se puede utilizar sobre todos los inodoros. Se adapta fácilmente y alcanza un ajuste perfecto para la necesidades individuales de cada paciente.



### Opciones de ruedas

Una solución para cada usuario:  
H263 : ruedas de 5"  
H273 : ruedas de 24"



### Máxima comodidad

El tejido del respaldo suave brinda máximo confort al paciente. Los reposabrazos son abatibles para ayudar en las transferencias y el asiento incluye tapa para la apertura inodora.

### Libre de corrosión

La estructura de aluminio y de acero inoxidable la hacen completamente resistente a la corrosión.

## Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

	Altura de asiento ▼	Ancho de asiento ▼	Ancho total ▼	Largo total ▼	Altura total ▼	Color
H263	580 mm	460 mm	575 mm	1050 mm	1000 mm	Azul
H273	580 mm	460 mm	680 mm	1120 mm	1000 mm	

  

	Ancho plegada ▼	Peso total ▼	Peso máx. usuario ▼
H263	225 mm	14 kg	135 kg
H273	335 mm	18,5 kg	135 kg

Tel: +34 972 49 32 14  
contactsp@invacare.com  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª  
46001 Valencia  
España