

# Chaise-toilette mobile *Cascata*



Yes, you can.®



### Invacare H720T

- Châssis stable et robuste en tube d'acier revêtu par poudre
- Protection élevée contre la corrosion
- Barre de poussée peu encombrante pour un positionnement optimal au-dessus des toilettes
- Accoudoirs escamotables et repose-pieds escamotables et amovibles pour une conversion facile
- Siège de toilette stable avec support de cuvette de toilette intégré


## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr).

Numéros d'article	Invacare H720T
Chaise-toilette mobile	1525770

Dimensions	
Largeur d'assise	450 mm (A)
Profondeur d'assise	450 mm (B)
Hauteur d'assise	480 mm (C)
Largeur totale	575 mm (D)
Profondeur totale	810 mm (E)
Hauteur totale	945 mm (F)
Profondeur sans repose-pieds	545 mm (G)
Profondeur palette	155 mm (H)
Hauteur jusqu'aux accoudoirs	755 mm (I)
Hauteur repose-pieds - assise	345 - 460 mm (J)
Hauteur sol - position d'assise la plus basse :	
Avec porte-seau	420 mm (K)
Sans porte-seau	-
Hauteur sol - plaque d'assise	525 mm (L)
Largeur entre accoudoirs	470 mm (M)
Largeur découpe intime	220 mm
Profondeur découpe intime	260 mm
Ø Roues	5" (127 mm)

Plus d'info	
Poids	12,8 kg
Poids max. utilisateur	135 kg
Couleur	Noir Anthracite



Tél: +32 (0)50 83 10 10  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr)

Invacare SA  
 Autobaan 22  
 8210 Loppem  
 Belgique



Yes, you can.®