

# Verrijdbare toiletstoel *Cascata*



Yes, you can.®



### Invacare H720T

- Stabiel, robuust frame van gepoedercoate stalen buis
- Hoge corrosiebescherming
- Ruimtebesparende duwstang voor optimale positionering boven het toilet
- Wegzwenkbare armleningen en wegzwenkbare, afneembare voetsteunen maken ombouw eenvoudig
- Stabiele toiletzitting met geïntegreerde toiletphouder


## Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op [www.invacare.be](http://www.invacare.be).

Artikelnummers	Invacare H720T
Verrijdbare toiletstoel	1525770

Afmetingen	
Zitbreedte	450 mm (A)
Zitdiepte	450 mm (B)
Zithoogte	480 mm (C)
Totale breedte	575 mm (D)
Totale diepte	810 mm (E)
Totale hoogte	945 mm (F)
Diepte zonder voetsteun	545 mm (G)
Diepte voetplaat	155 mm (H)
Hoogte tot armsteunen	755 mm (I)
Hoogte voetsteunen tot zit	345 - 460 mm (J)
Hoogte grond - laagste zitpositie:	
Met geleider voor toiletpot	420 mm (K)
Zonder geleider voor toiletpot	-
Hoogte grond tot afdekplaat	525 mm (L)
Breedte tussen armsteunen	470 mm (M)
Breedte hyg. opening	220 mm
Diepte hyg. opening	260 mm
Ø Wielen	5" (127 mm)

Meer info	
Gewicht	12,8 kg
Max. gebruikersgewicht	135 kg
Kleur	Antraciet zwart



Tel: +32 (0)50 83 10 10  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare NV  
 Autobaan 22  
 8210 Loppem  
 België



Yes, you can.®