

Cadeira sanitária móvel



Yes, you can.®



Invacare H720T

- Estrutura estável e robusta em tubo de aço revestido a pó
- Elevada proteção contra a corrosão
- Barra de empurrar que permite poupar espaço para um posicionamento ótimo sobre a sanita
- Os apoios de braços e os apoios de pés amovíveis e amovíveis facilitam a conversão
- Assento de sanita estável com suporte de sanita integrado


Dados técnicos

Para obter informações pré-venda mais completas sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o site da Invacare

Referência	Invacare H720T
Cadeira cómoda móvel	1525770

Dimensões	
Largura do assento	450 mm (A)
Profundidade do assento	450 mm (B)
Altura do assento	480 mm (C)
Largura do assento	575 mm (D)
Profundidade do assento	810 mm (E)
Altura total	945 mm (F)
Profundidade sem apoios de pés	545 mm (G)
Profundidade da base de pés	155 mm (H)
Altura até aos apoios de braços	755 mm (I)
Altura, dos apoios para os pés ao assento	345 - 460 mm (J)
Altura, do chão ao canto inferior do assento:	
com suporte para sanita	420 mm (K)
sem suporte para sanita	-
Altura, do chão à tampa do assento	525 mm (L)
Largura entre os apoios de braços	470 mm (M)
Largura, orifício do assento	220 mm
Profundidade, orifício do assento	260 mm
Ø Rodas	5" (127 mm)

Mais info	
Peso	12,8 kg
Capacidade de carga	135 kg
Cor	Preto



Tel : +351 22 5193360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua da Estrada Velha n° 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®