

# Omega toiletstoelen



Yes, you can.®

De *Invacare Omega* is de perfecte oplossing als u functionaliteit met comfort en design wenst te combineren.



#### Invacare **Omega Eco H440**

- Vaste toiletstoel
- Ruimtebesparend: toiletstoel kan gestapeld worden
- Stabiel en corrosiebestendig ontwerp met gelaste buizen
- Verstelbare zithoogte
- Past perfect boven het toilet
- Eenvoudig te gebruiken dankzij de afdekkap

#### Invacare **Omega H450**

- Vaste toiletstoel
- Ruimtebesparend: toiletstoel kan gestapeld worden
- Stabiel en corrosiebestendig ontwerp met gelaste buizen
- Gebruiksvriendelijk: toiletspot kan van de zijkant en van bovenaf worden verwijderd

#### Invacare **Omega H407**

- Opvouwbare toiletstoel, makkelijk op te bergen
- Ideaal voor incidenteel gebruik of voor op reis
- Gevormde rugleuning
- Compleet met sanitaire pot

## Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op [www.invacare.be](http://www.invacare.be).

Artikelnummers	H440 Omega Eco	Omega H450	Omega H407
Toiletstoel, 5 pack	1542903	1471163	-
Toiletstoel, 2 pack	-	-	1471010
Afmetingen			
Zitbreedte	450 mm	495 mm	440 mm
Zitdiepte	425 mm	455 mm	420 mm
Zithoogte	405 - 585 mm	500 mm	450 mm
Totale breedte	585 mm	635 mm	580 mm
Totale diepte	515 mm	360 mm	560 mm
Totale hoogte	790 - 970 mm	890 mm	910 mm
Hoogte tot armsteunen	620 - 800 mm	690 mm	660 mm
Hoogte grond - laagste zitpositie			
Met geleider voor toiletspot	335 - 515 mm	370 mm	-
Zonder geleider voor toiletspot	345 - 525 mm	430 mm	-
Hoogte grond - zitplaat	405 - 585 mm	525 mm	475 mm
Breedte tussen armsteunen	470 mm	510 mm	460 mm
Breedte hyg. opening	200 mm	215 mm	215 mm
Diepte hyg. opening	250 mm	250 mm	255 mm
Meer info			
Max. gebruikersgewicht	140 kg	130 kg	130 kg
Gewicht (kg)	7,5 kg	8,3 kg	8,5 kg
Kleur	Lavendel blauw	Lavendel blauw	Lavendel blauw

Tel: +32 (0)50 83 10 10  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare NV  
 Autobaan 22  
 8210 Loppem  
 België

