

AQUATEC®

Pico y Pico Commode

Una silla versátil y modular



Yes, you can.



* Con accesorio asiento universal.

Aquatec Pico

- > Silla con sistema modular.
- > Cuatro configuraciones: taburete, taburete con reposabrazos, taburete con respaldo y silla completa.
- > Asiento con textura para mayor seguridad.
- > Gracias a las dos formas de montar el respaldo, posee una abertura inodora en la parte delantera o trasera.
- > Patas regulables en altura.
- > Conteras con ventosas de caucho proveen mayor seguridad.
- > Montaje sencillo y rápido sin herramientas.
- > Capacidad máxima de usuario hasta 160kg.



Aquatec Pico Commode - 3 en 1

- > Una silla de ducha multifuncional, rígida y ajustable en altura.
 - > Versátil : silla de ducha, inodora o cuadro de lavabo.
 - > Fácil utilización : cubeta extraíble por delante o por detrás.
 - > Totalmente libre de corrosión.
 - > Regulación de altura en 6 posiciones desde 425 a 575 mm.
 - > Capacidad máxima de usuario de hasta 160kg.
- *Asiento confort universal - disponible como accesorio.

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es

Referencia ▼	Aquatec Pico ▼	Aquatec Pico Commode ▼
Taburete	9.20.001	
Taburete con reposabrazos	9.21.001	
Silla de ducha completa	9.22.001	1525887
Respaldo	16469	
Reposabrazos (par)	16468	
Dimensiones ▼		
Ancho del asiento	430 mm (A)	430 mm (A)
Profundidad del asiento	420 mm (B)	420 mm (B)
Altura del asiento (sin cubeta)	425 - 575 mm (C)	425 - 575 mm (C)
Ancho total	575 mm (D)	575 mm (D)
Profundidad total	520 mm (E)	520 mm (E)
Altura total	825 - 975 mm (F)	825 - 975 mm (F)
Altura de los reposabrazos	605 - 755 mm (G)	605 - 755 mm (G)
Distancia entre los reposabrazos	430 mm (H)	430 mm (H)
Graduación, ajuste en altura	25 mm	25 mm
Ancho, abertura inodora	180 mm	215 mm
Profundidad, abertura inodora	145 mm	250 mm
Información adicional ▼		
Peso, taburete	3,2 kg	3,2 kg
Peso, taburete con reposabrazos	4,1 kg	4,1 kg
Peso, silla de ducha con respaldo	4,0 kg	4,0 kg
Peso, silla completa	4,8 kg	4,8 kg
Peso máximo de usuario	160 kg	160 kg
Color	Blanco	Blanco



Tel: +34 972 49 32 14
 contactsp@invacare.com
 www.invacare.es

Invacare S.A.
 Avenida del Oeste nº50, 1ª 1ª
 46001 Valencia
 España