

AQUATEC®

Pico



Ett modulärt duschstolssystem



Yes, you can.®

Aquatec **Pico** är ett modulärt duschstolssystem, tillgängligt som pall - med armstöd och ryggstöd. Den kan enkelt anpassas till användarnas specifikationer.



### Hög maxbelastning

Oavsett hur du kombinerar din **Pico** duschstol så har den en maxbelastning på 160kg.

### Hygienurtag - gör ditt val

Hygienurtaget kan sitta antingen fram eller bak på stolen.

### Funktioner och alternativ



Aquatec **Pico** duschpall



Aquatec **Pico** med armstöd

### Teknisk data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida [www.invacare.se](http://www.invacare.se).

	Sitthöjd	Sittbredd	Sitt djup	Total bredd	Totalt djup	Bredd mellan armstöd	Pallens vikt	Stolens vikt
<b>Pico</b>	425 - 575 mm	430 mm	420 mm	575 mm	520 mm	430 mm	3,2 / 4,1* kg	4 / 4,8 <sup>1</sup> kg



Max användarvikt

1. Vikt med armstöd

**Pico** 160 kg

### Färg

Vit



**Kundservice: 08-761 70 90**  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
 Box 66 - 163 91 Spånga  
 Sweden



© 2025 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. Orca - SE - 03/2025



**Yes, you can.®**