


Softform[®] Premier Visco

Materasso in visco elastico per la ridistribuzione della pressione



Yes, you can.[®]

Efficace prevenzione delle ulcere da pressione

Invacare Softform Premier Visco è un materasso che distribuisce la pressione dotato di un inserto in visco ad alta densità, sensibile alla temperatura del corpo, che si adatta alla forma del paziente, garantendo un comfort eccezionale e riducendo il rischio di lesioni da pressione.

L'inserto in visco elastico termosensibile del Premier Visco si adatta alla forma dell'utilizzatore, aumentando

l'area di contatto del corpo e quindi facilitando una significativa riduzione della pressione.


La fodera in poliuretano è multi elastica con cuciture ad alta frequenza e un bordo protegge zip lungo tutto il perimetro del materasso.

La schiuma di alta qualità in visco elastico di questo modello garantisce un piano di appoggio eccezionalmente confortevole.



La fodera è resistente all'ingresso dei liquidi

- Bielastica e impermeabile con cuciture ad alta frequenza e un bordo copri zip per una migliore protezione
- La base grigia più spessa protegge il materasso nel tempo



Costruzione modulare

- Consente la sostituzione di singoli componenti
- Allunga la vita utile del prodotto



Posizionamento

- Il simbolo facilita il corretto posizionamento del materasso

Dati tecnici ▼

Per maggiori informazioni consultare www.invacare.it



Larghezza ▼

660 - 900 mm
910 - 1370 mm
1380 - 1525 mm



Altezza ▼

152 mm



Lunghezza ▼

1410 - 2080 mm



Peso ▼

13 kg



Peso utente ▼

247,6 kg



Temperatura lavaggio ▼

95 °C



Baltic Blue

Colore

Prodotto secondo gli Standard Europei:
BS EN 597-1 Cig,
BS EN 597-2 Match.
Schiuma interna:
BS 5852: 1990 Crib Source 5; Cover BS7175:
1989 Crib Source 5.

1. L'assistenza infermieristica è un elemento chiave nella prevenzione delle piaghe da decubito. Questo materasso può dare un contributo positivo se utilizzato all'interno di un piano di prevenzione delle ulcere da pressione complessivo. Formazione, valutazione clinica e pianificazione di attività basate sulla vulnerabilità, sono fattori fondamentali nella gestione delle ulcere da pressione. Esistono diverse scale di rischio che aiutano nel processo formale di individuazione del livello di rischio di sviluppo di piaghe da decubito. Tuttavia accanto alla valutazione formale, è consigliato tenere conto anche della valutazione da parte personale infermieristico (valutazione informale).

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Meccanica s.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®