

AQUATEC®

# Sansibar



Den platsbesparande duschpallen



Yes, you can.®

Aquatec® **Sansibar** är en smidig, uppfällbar duschpall som enkelt fälls upp mot väggen när den inte används. Perfekt för till exempel familjer där endast en familjemedlem är i behov av en duschpall.

Aquatec® **Sansibar** är tillverkad i lättskött plast och rostfritt material för att tåla många år i duschen. Den har en attraktiv design med ett rejält hygienurtag som underlättar intimhygien. Höjden kan anpassas individuellt och fötterna kan finjusteras för bästa stabilitet.

Levereras med måttchablon för enkel montering (skruvar ingår ej).

### Snabb och enkel installation

Levereras med måttchablon för enkel montering. (Skruvar ingår ej)

### Justerbar fot

Utjämnar och ger stabilitet på ojämna golv.

## Funktioner och alternativ



### Uppfällbar

Sparar plats i duschen.

### Stort hygienurtag

Bredd 14,5 cm och djup 16,5 cm.

### High load capacity

130 kg

## Teknisk data

För mer detaljerad information gällande denna produkt, inkluderat produktens bruksanvisning, var vänlig besök vår hemsida [www.invacare.se](http://www.invacare.se).

|                 | Höjd         | Bredd  | Djup   | Sitsdjup | Sitsbredd | Sitshöjd     | Höjd uppfälld | Djup uppfälld |
|-----------------|--------------|--------|--------|----------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Sansibar</b> | 530 - 600 mm | 400 mm | 460 mm | 410 mm   | 400 mm    | 460 - 530 mm | 540 - 610 mm  | 110 mm        |

|                 | Vikt   | Max brukarvikt |
|-----------------|--------|----------------|
| <b>Sansibar</b> | 2,6 kg | 130 kg         |

### Färg

Vit



**Kundservice: 08-761 70 90**  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
Box 66 - 163 91 Spånga  
Sweden



© 2025 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. Sansibar - SE - 03/2025

**Yes, you can.®**