

AQUATEC®

Sorrento



Sorrento Dusch- och
badkarsserie



Yes, you can.™

Det innovativa, rostfria och moderna valet för ditt badrum

Aquatec **Sorrento** är en komplett serie för dusch och badkar som kan modulbyggas ihop efter ditt behov.

Duschstolen, pallan liksom badkarstolen, är inte bara funktionella och rostfria utan har även en stilren design. Sits och armstöd har en antihalkyta som känns behaglig mot huden. Ryggstödet är av tyg och formar sig efter kroppen.

De många justeringsmöjligheterna gör att den passar för varje brukare och varje badrum. Stolsbenen fälls in under sitsen och gör Sorrento enkel att förvara.

Behaglig sits med antihalkyta

Aquatec **Sorrento** är den första duschstolen med det innovativa materialet TPE Soft Touch på både armstöden och sitsens yta. Det ger en behaglig sittyta som samtidigt är säker.

Aquatec **Sorrento** är i rostfritt material och har en modern design. Monteras utan verktyg.

Mjukt och följsamt ryggstöd

Det mjuka ryggstödet på Aquatec **Sorrento** erbjuder en mycket bekväm känsla för brukaren. Tack vare de många justeringsmöjligheterna på sorrento dusch- och badkarsserie kan de flesta brukare enkelt göra anpassningar efter sina personliga behov.



Sorrento Duschstol



Sorrento Duschpall



Sorrento Badkarstol

Teknisk data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer, finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sorrento Duschstol	Sorrento Duschstol utan armstöd	Sorrento Duschpall	Sorrento Badkarstol
Duschstol	1532633			
Duschstol utan armstöd		1532660		
Duschpall			1532661	
Badkarstol				1532693
Mått				
Sittbredd	400	400	400	400
Sittdjup	400	400	400	400
Sitthöjd	460 - 610	460 - 610	460 - 610	
Totalbredd	520	520	520	710 - 760
Totaldjup	430	430	430	650
Totalhöjd	850 - 990	655-805	460-610	520
Bredd mellan armstöden	450	450		450
Armrest length (mm)	280	280		280
Armrest height (mm)	195	195		195
Ryggbredd	500			500
Rygghöjd	380			380
Ryggstödshöjd	280			280
Bredd, hygienurtag	140	140	140	140
Djup, hygienurtag	170	170	170	170
Max brukarvikt	135 kg	135 kg	135 kg	130 kg
Vikt	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	6 kg

Kundservice: 08-761 70 90
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



© 2025 Invacare International GmbH. Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. Sorrento Range - SE - 03/2025



Yes, you can.®