

AQUATEC®

# Sorrento

Innovadora, moderna y modular



Yes, you can.®

# La familia de sillas Sorrento forman parte de la excepcional gama de sillas Aquatec

Esta gama le convencerá no solo por su gran funcionalidad si no también por su estilo y diseño. La superficie suave y antideslizante así como también su respaldo cómodo ofrecen un asiento seguro y confortable para el usuario.

El material totalmente antioxidante, el montaje sin herramientas y la mayor adaptabilidad las convierten en la mejor elección para el usuario que necesita asistencia para su higiene personal en el cuarto de baño.

## Superficie suave antideslizante

- La gama Sorrento es la primera gama de sillas de baño con revestimiento de TPE en el asiento y los reposabrazos. El elastómero termoplástico ofrece seguridad y confort, con calidad y prevención.

## Respaldo suave ajustable

- El respaldo suave y ajustable de las sillas Aquatec Sorrento brinda mayor comodidad para el usuario.



Sorrento - silla de ducha



Sorrento - taburete de ducha



Sorrento - silla giratoria de bañera (Mínimo 55cm - máximo 65cm)

## Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

	Sorrento Silla de Ducha ▼	Sorrento taburete c/reposabrazos ▼	Sorrento taburete ▼	Sorrento silla giratoria de bañera ▼
Referencia	1532633	1532660	1532661	1532693
<b>Medidas ▼</b>				
Ancho de asiento (mm)	400	400	400	400
Profundidad de asiento (mm)	400	400	400	400
Altura de asiento (mm)	460 - 610	460 - 610	460 - 610	
Ancho total (mm)	520	520	520	710 - 760
Profundidad total (mm)	430	430	430	650
Altura total (mm)	850 - 990	655-805	460-610	520
Ancho entre reposabrazos (mm)	450	450		450
Largo reposabrazos (mm)	280	280		280
Altura de reposabrazos (mm)	195	195		195
Ancho tapizado de respaldo (mm)	500			500
Altura de respaldo (mm)	380			380
Altura tapizado de respaldo (mm)	280			280
Ancho abertura higiénica (mm)	140	140	140	140
Profundidad abertura higiénica (mm)	170	170	170	170
Peso máx.usuario (kg)	135 kg	135 kg	135 kg	130 kg
Peso producto (kg)	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	6 kg

Tel: +34 972 49 32 14  
[contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
 Avenida del Oeste nº50, 1ª 2ª  
 46001 Valencia  
 España