

Styxo 2

multi-solución para el wc



Nueva generación de soluciones de WC

Función dual, ajustable, soporte



Yes, you can.®

Presentación de nuestra última silla inodora 2 en 1 y marco de lavabo

Styxo 2 es una solución de inodoro sencilla y rentable gracias a sus dos funciones. Se puede utilizar como silla de inodoro en la habitación y también como marco de lavabo dentro del cuarto de baño.

El nuevo Styxo 2 tiene un diseño mejorado y extremadamente fácil de limpiar. Es un producto completo que se suministra con cubeta y antisalpicaduras. No necesita accesorios es la solución ideal.



Características clave :

- > Marco de lavabo, robusto y útil.
- > Fácilmente ajustable para una altura de asiento perfecta de 38 a 53cm
- > Conjunto completo de silla inodora con asiento y tapa, cubeta con tapa y protector antisalpicaduras.
- > Montaje sin herramientas
- > Peso máximo de usuario : 159kg

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es

					 Blanco Color chasis
Altura asiento ▼	Intervalo de regulación altura de asiento ▼	Profundidad de asiento ▼	Altura inodoro - tapa cerrada ▼	Ancho total ▼	
38-53 cm	2.54 cm	38 cm	58 - 73 cm	61 cm	 Gris Color plástico
Profundidad total ▼	Ancho entre reposabrazos ▼	Altura de reposabrazos ▼	Peso total de producto ▼	Peso máximo de usuario ▼	
48 cm	48 cm	20 cm	4.6 kg	159 kg	

Tel: +34 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 1ª 1ª
46001 Valencia
España