

Silla WC



Estable y robusta



Yes, you can.®



Invacare H720T

La silla móvil Cascata es ideal para su utilización dentro del cuarto de baño


- Chasis robusto de acero recubierto de polvo pulverizado, epoxy.
- Barra de empuje compacta para facilitar su colocación sobre WC.
- Piezas en plástico PVC gris.
- Tiene reposapiés y reposabrazos abatibles fácilmente.
- Cincha de apoyo que incrementa la comodidad.
- Silla commode muy estable, incluye soporte integrado y cubeta.

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

Referencia	Invacare H720T
Silla WC móvil	1525770

Dimensiones	
Ancho de asiento	450 mm (A)
Profundidad de asiento	450 mm (B)
Altura de asiento	480 mm (C)
Ancho total	575 mm (D)
Profundidad total	810 mm (E)
Altura total	945 mm (F)
Profundidad sin reposapiés	545 mm (G)
Profundidad reposapiés	155 mm (H)
Altura hasta los reposabrazos	755 mm (I)
Altura de reposapiés al asiento	345 - 460 mm (J)
Altura, desde el suelo hasta el borde inferior del asiento:	
con soporte para inodoro	420 mm (K)
sin soporte para inodoro	-
Altura del suelo a la cubeta	525 mm (L)
Ancho entre los reposabrazos	470 mm (M)
Ancho agujero de asiento	220 mm
Profundidad agujero de asiento	260 mm
Ruedas	5" (127 mm)



Más información	
Peso	12,8 kg
Peso max.usuario	135 kg
Color	Negro antracita

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.®