



Invacare[®] | **Action^{®1} R**

Simpel, robuust en efficiënt



De **Action' R** is een functionele, stalen rolstoel. Na jaren van ervaring is de **Action' R** nu beschikbaar in drie uitvoeringen: zelfrijdende voorstuwing in aluminium met 24" achterwielen, zelfrijdende voortstuwing met trommelremmen en 24" achterwielen, en een transitversie met 12" achterwielen. Met zijn zes standaard maten om uit te kiezen, is het snel en eenvoudig om de juiste maat te vinden. Dit zijn de voornaamste kenmerken:

- **Kwaliteit en betrouwbaarheid**
- **Bewezen functionaliteit**
- **Zes maten en drie uitvoeringen**

Bewezen functionaliteit

De nieuwe verstelbare en afneembare armsteunen vergemakkelijken transfers. De specifieke vorm van de armsteunen zorgt voor een gereduceerde breedte die gelijk is aan de zitbreedte + 195 mm. De armpads zijn beschikbaar twee posities: kort of lang.



Kwaliteit en betrouwbaarheid

De **Action' R** is uitgeprobeerd, getest en... geslaagd. Dit maakt de **Action' R** een betrouwbare partner, degene waarop u kunt rekenen.



Standaard beensteunen

De optionele verhoogde beensteunen bieden extra comfort.



Stokhouder

Dit accessoire kan gemonteerd worden om uw wandelstok of kruk veilig vast te houden.



Anti-tip wielen

Zorgen voor extra veiligheid op hellingen of als de rugleuning gekanteld wordt.

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze **Invacare-website**.

Breedte rugleuning	Zitdiepte	Zithelling	Zitting naar vloerhoogte	Rughelling	Hoogte rugleuning	Beensteunhelling	Onderbeenlengte
380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	425 mm	3°	495 mm	7°	430 mm	80°	330 - 455 mm

Hoogte armleuningen	Totale breedte	Totale breedte (dichtgevouwen)	Totale lengte (incl. beensteunen)	Lengte zonder beensteunen	Totale hoogte	Stabiliteitswaarden	Draaicirkel
240 mm	Breedte rugleuning + 195 mm	250 mm	1085 - 1125 mm	835 - 875 mm	950 mm		

Max. gebruikersgewicht	Totaal gewicht	Transportgewicht	1. Stabiliteitswaarden	3. Afmetingen dichtgevouwen stoel
			Max. veiligheidshelling bij parkeerremmen: 7° Statische stabiliteit bergopwaarts: 18° Statische stabiliteit bergopwaarts: 9° Statische stabiliteit zijwaarts: 16,8°	Hoogte: 735 - 950 mm Diepte: 1025 mm Breedte: 225 mm
125 kg	Vanaf 17,5 kg	Vanaf 10 kg	2. Draaicirkel Minimale draaicirkel : 915 mm Draaibreedte : 1280 mm	4. Algemene afmetingen In bepaalde configuraties overschrijdt de totale breedte of lengte de toegestane grenzen, en is de toegang tot de nooduitgangen niet langer mogelijk.

Framekleuren

Pearl Grey

Blue Ocean



Bekleding

Black Nylon



Kleuren kunnen enigszins afwijken van de hier afgebeelde voorbeelden.



Deze rolstoel mag niet gebruikt worden als zitplaats in een motorvoertuig.

Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®