

AQUATEC®

Dot



Nécessite peu d'espace et  
offre un grand soutien



Le tabouret de douche *Aquatec Dot Réglable en hauteur* est celui qu'il vous faut si vous avez un espace limité dans votre salle de bains et/ou votre douche. Ce tabouret de douche aux formes arrondies et épurées séduit par son assise confortable qui permet la toilette intime par l'avant et par l'arrière.

Le tabouret est très léger et le réglage en hauteur se fait très facilement. Les pieds en caoutchouc procurent une position stable à l'utilisateur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la douche.

- Hauteur d'assise réglable très facilement. 7 positions de 40 à 55 cm
- Faible poids du produit de 1,65 kg
- Assemblage sans outil et très facile à nettoyer
- 100% anti-corrosion - 100% plastique
- Poids max. utilisateur: 135 kg



## Caractéristiques et options



### Forme arrondie

Assise confortable avec accès pour la toilette intime par l'avant et par l'arrière.



### Pieds en caoutchouc

Assure une grande stabilité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la douche.



### Réglage de la hauteur

Fonctionnement intuitif sans outil.

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	<i>Aquatec Dot</i>
Tabouret de douche - par unité	1564679
Tabouret de douche - Lot de 2 unités	1564759
Largeur d'assise	343 mm
Profondeur d'assise	213 mm
Hauteur d'assise	400 - 550 mm
Largeur hors-tout	365 mm
Profondeur hors-tout	365 mm
Hauteur hors-tout	400 - 550 mm
Poids max. utilisateur	135 kg
Poids	1,65 kg
Coloris	Gris

Tél: +32 (0)50 - 83 10 10  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr)

Invacare SA  
 Autobaan 22  
 8210 Loppem  
 Belgique

