

AQUATEC®

Sorrento



Un choix innovant, modulable pour
la salle de bains



Le tabouret de douche *Aquatec Sorrento* fait partie des excellents produits modulaires et modernes de la gamme *Aquatec*. Les surfaces douces et antidérapantes offrent un siège sûr et très confortable pour l'utilisateur. Les pieds pliables réglables en hauteur et le montage rapide et facile couvrent les différents besoins des utilisateurs. Le tabouret de douche modulaire entièrement anticorrosion est le meilleur choix pour les utilisateurs qui ont besoin d'aide dans la salle de bain pour leur hygiène personnelle.

Surface douce anti-dérapante

La chaise de douche *Aquatec Sorrento* est la première chaise de douche qui offre une surface douce en TPE (elastomère thermoplastique), tant au niveau des accoudoirs et de l'assise.

Léger et réglable

Les pieds en aluminium sont réglables en hauteur (15 cm, tous les 2 cm) et sont rabattables sous l'assise pour un encombrement minimal une fois pliés.



Tabouret de douche **Sorrento**



Tabouret de douche **Sorrento** avec accoudoirs

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	<i>Sorrento</i> Tabouret de douche avec accoudoirs	<i>Sorrento</i> Tabouret de douche	<i>Sorrento</i> Tabouret de douche avec accoudoirs, s/ ouverture	<i>Sorrento</i> Tabouret de douche sans ouverture
Tabouret de douche avec accoudoirs	1532660		1532729	
Tabouret de douche		1532661		1532728

Dimensions					
Largeur d'assise (mm)	400	400	400	400	
Profondeur d'assise (mm)	400	400	400	400	
Hauteur d'assise (mm)	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	
Largeur hors-tout (mm)	520	520	520	520	
Profondeur hors-tout (mm)	430	430	430	430	
Hauteur hors-tout (mm)	655-805	460-610	655-805	460-610	
Largeur entre accoudoirs (mm)	450		450		
Longueur accoudoir (mm)	280		280		
Hauteur accoudoire (mm)	195		195		
Largeur découpe intime (mm)	140	140			
Profondeur découpe intime (mm)	170	170			
Poids max. utilisateur	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	
Poids	4 kg	3,5 kg	4 kg	3,5 kg	
Coloris	Gris				

Tél: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr

Invacare SA
 Autobaan 22
 8210 Loppem
 Belgique

