



# Banjo P452E/3



En enkel rollator i  
rejäl design



Rollatorn *Invacare Banjo* erbjuder stor individuell höjd anpassning med steglös höjdjustering, vinkelställbara körhandtag och förbättrade utomhusegenskaper. *Invacare Banjo* ger alla brukare ett tryggt gångstöd både inom- och utomhus, den är enkel att fälla ihop och förvara.

## Flera lastmöjligheter

*Invacare Banjo* har en ny avtagbar hylla av slitstark plast. Bricka och en stabil korg ingår som standard. Kryckhållare ingår också vid köp av *Banjo* rollatorn.

## Komfortabel och praktisk

Anatomiskt grepp som ger bra avlastning i handen och bromshandtagens rundade avslutning ger ett bra grepp när man skall bromsa. Ny smartare och enklare säkerhetsspärr för att fälla ihop rollatorn. Nu med utökad justeringsmöjlighet av körhandtagen från 710 till 980 mm för optimal anpassning till användaren.

## Egenskaper och tillbehör



### Bricka

Tillverkad i stöttålig plast. Ingår som standard.



### Praktisk korg

Max last: 9 kg. Ingår som standard.











### Kryckhållare

Gör kryckan lättåtkomlig utan att vara i vägen. Ingår som standard.



## Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Bredd yttre mått	Djup	Bredd mellan hjulen	Total höjd	Sitshöjd	Bredd mellan handtag	Hjuldiameter	Rollatorns vikt
							
P452E/3 600 mm	690 mm	440 mm	710 - 980 mm	610 mm	390 mm	190 mm	9 kg

	
Max brukarvikt P452E/3 130 kg	Bredd ihopfälld 260 mm

## Färg

RAL 9006



## Artikelnummer

*Invacare Banjo*  
P452E/3 1452442

Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB  
 Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga  
 sweden@invacare.com | Sweden  
 www.invacare.se

