

Check O₂ Plus



Zuurstofmeter



De *Invacare Check O₂ Plus zuurstofmeter* is een meetinstrument, dat alle belangrijke parameters controleert van de zuurstofconcentratoren. Het is een efficiënte en kosteffectieve meter voor servicemonteurs. Het controleert zuurstofconcentratie, zuurstofflow en de uitgaande druk naar de gebruiker van iedere zuurstofconcentrator. Hij heeft geen kalibratie en de meetcel hoeft nooit vervangen te worden. De *Invacare Check O₂ Plus zuurstofmeter* doet drie analyses in één.

Kenmerken

- Meet drie parameters met één instrument: zuurstofconcentratie, uitgaande zuurstofstroom en uitgangsdruk
- Meet de zuurstofconcentratie van de *Invacare Platinum Mobile* en de stationaire concentrator
- Met eenvoudige twee-toetsen bediening
- Twee AA batterijen zorgen voor 16.000 analyses
- Gaat automatisch uit, wanneer het apparaat niet in gebruik is
- Kallibreren niet noodzakelijk
- Met zelfdiagnose
- Met verbindingsslang en beschermhoesje



Technische gegevens

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

	Gewicht	Hoeveelheid per verpakking	Zuurstof flow	Druk	Zuurstofconcentratie	Gebruikstemperatuur	Bepaalde garantie
Check O₂	185 g	1	0-10 l/min ± 0,2 l/min	0,5-50 PSI ± 0,5%	21%-95,6% ±1,5%	15°-40°C	2 jaar

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
 Nederland

