

# Colibri

Njut av friheten



Den färgglada vägen till oberoende

Designad för att enkelt tas isär utan verktyg



Yes, you can.

# En liten scooter med stor personlighet

Invacare Colibri är en snygg, enkel och färgglad microscooter, designad för dem som uppskattar en oberoende livsstil. Tack vare det unika Invacare LiteLock™-systemet kan denna scooter enkelt tas isär utan användning av verktyg och den får plats i de flesta bagageutrymmen. Med sina små yttermått är Invacare Colibri lättmanövrerad i små och trånga utrymmen, det är därför Colibri enkelt kan ta dig dit du önskar. Dessutom kan du växla mellan flera trendiga färgpaneler för att matcha din stil, allt efter humör. Var redo att åka bekvämt och säkert med din nya snygga följeslagare.



Smidig demontering



Möjlighet till större hjul och batteri



Ökad komfort



Färgpaneler

- Det behövs inte ens en minut för att montera isär Colibri inför transport. Inga lösa kablar eller krångliga kontakter som är i vägen.
- Olika batterikapacitet och hjulstorlek finns som val beroende på användningsområde. Välj hur du vill ladda ditt batteripaket: antingen på scootern eller om du vill ta in det och ladda det fristående.
- Den bekvämt stoppade sitsen ger komfort under åkten. För ytterligare ökad komfort kan en fjädringsmodul läggas till.
- Färgpanelerna kan enkelt tas bort och klickas fast igen utan några verktyg. Att klicka fast panelerna gör du snabbt och lätt, de passar perfekt ihop och förblir fastsatta så länge du vill - tills du känner för en förändring.

## Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Sittbredd ▼ 465 mm	Sittdjup ▼ 400 mm	Sitthöjd ▼ 370 - 420 mm	Ryggstödshöjd ▼ 385 mm	Hjulbas ▼ 505 mm
Max hindertagning ▼ 45 mm	Max säker lutning ▼ 6° / 10.5%	Motoreffekt ▼ 200 W	Körsträcka ▼ Up to 16 km	Hastighet ▼ 8 km/h
Totallängd ▼ 1010 mm	Vikt ▼ 3 w: 42 kg (12 Ah) 46 kg (18 Ah) 4 w: 44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	Max brukarvikt ▼ 136 kg	Batterikapacitet ▼ 2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	Vändutrymme ▼ 3 w: 1940 mm 4 w: 2200 mm

### Färger



**Kundservice: 08-761 70 90**  
 Fax 08-761 81 08  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

Invacare AB  
 Box 66 - 163 91 Spånga  
 Sweden

