

Comet[®] Ultra



Välproportionerad, bekväm
och stödjande



Comet Ultra är perfekt för dem med större kroppsformer och erbjuder en säker, stödjande och kraftfull körupplevelse utan att ge avkall på stil och funktionalitet.

Comet Ultra tar dig till din destination snabbt och effektivt, med komfort och kontroll, då den är utrustad med samma säkerhetsfunktioner och köregenskaper som resten av Comet-familjen.

Egenskaper och Tillbehör



Fjädringssystem

Har länge använts av professionella mountainbike-åkare och möjliggör enkel individuell justering av användaren.



Förstärkt sitsstolpe

Garanterar stabilitet och säkerhet vid sittande.

Förstärkt höjd- och breddjusterbart armstöd

Klarar extra påfrestningar och kan enkelt användas som stöd vid i- och urstigning.

Hållbar design och styrka

Även för användare med en vikt på upp till 220 kg, är säkerheten aldrig ett problem med **Comet Ultra**.

Alla nödvändiga åtgärder för att garantera stabilitet och säkerhet har beaktats under designprocessen.

En känsla av bekvämlighet

Den extrastora konturerade sitsen har utvecklats i samarbete med terapeuter för att säkerställa optimal sittkomfort. Sitsen och de höjd- och breddjusterbara armstöden har förstärkts för att möjliggöra för ytterligare påfrestningar och kan enkelt användas som stöd när du stiger i och ur scootern.

Sittkomforten kan ökas med hjälp av det pneumatiskt justerbara svankstödet.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödshöjd	Hjulbas	Totallängd	Vikt	Tyngsta del
Comet Ultra	660 mm	535 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	515 mm	665 - 685 mm	1450 mm	148 kg	ca 63 kg

	Max brukarvikt	Batterikapacitet	Vändutrymme	Max hindertagning	Markfrigång	Max säker lutning	Körsträcka	Hastighet
Comet Ultra	220 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	1°	58 km	10 km/h

	Motoreffekt
Comet Ultra	10km/h: 650 W / 1800 W ¹

1. Max effekt

Färger

Vit	Alium Blå	Grön	Beige	Koppar	Svart
Röd	Krom	Silver	Blå	Granatröd	

Klädsel

Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga
 Sweden

