



DOLOMITE

# Jazz 2



L'alliance parfaite entre  
design et fonctionnalité



*Dolomite Jazz 2* est un rollator innovant, stable et léger : le partenaire idéal pour l'aide à la marche, en intérieur comme en extérieur. Ce rollator combine plusieurs fonctionnalités et offre à l'utilisateur une position de marche tout à fait naturelle : cela fait de lui un compagnon indispensable. 2 hauteurs d'assise: 510 ou 610 mm (hauteur 510 recommandée pour les utilisateurs faisant moins de 1m65). Le monte-trottoir de série, qui peut être positionné à droite ou à gauche, aide à appréhender les obstacles.

## Pliant

*Dolomite Jazz* est équipé d'un système de pliage innovant qui laisse à l'utilisateur un grand espace de marche. Une fois plié il tient seul en position debout. Les poignées sont facilement réglables en hauteur, des repères sur les tubes permettent un réglage précis. Un système de mémoire permet de retrouver la hauteur initiale des poignées. Les larges poignées sont ergonomiques et assurent un bon appui.

## Stylisé

Un look moderne, un châssis anthracite, quelques touches de gris clair, *Dolomite Jazz* vous suit partout, au quotidien. Aucun câble de frein n'est apparent, ce qui le rend discret et évite d'accrocher des objets dans l'environnement extérieur ou dans la maison.

## Caractéristiques et Options



### Panier et assise rembourrée de série

Facile à mettre en place et à enlever, il peut être utilisé comme sac de shopping. Assise rigide rembourrée pour plus de confort et de sécurité.



### Accroche-cannes (Accessoire)

Votre canne ou cadre de marche toujours à portée de main. (Réf. SP1512912)



### Plateau transparent (Accessoire)

Amovible, il permet de transporter de petits objets. (Réf. SP1546264)



### Grand panier (Accessoire)

Offrant plus d'espace. Existe en gris. (Réf. SP1582961)

Charge Max: 10 kg



### Sangle de dossier (Accessoire)

Confortable et sécurisante elle permet de s'appuyer en position assise. (sangle réf. 1522062, renfort réf. SP1551654)



### Freins de ralentissement (la paire)

Pour une meilleure sécurité et un plus grand contrôle de votre rollator. (Réf. SP1580382)

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors-tout	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largeur entre les poignées	Diamètre des roues	Poids net
<b>Jazz 610</b>	595 mm	690 mm	510 mm	750 - 1000 mm	610 mm	450 mm	200 mm	7,8 kg
<b>Jazz 510</b>	595 mm	690 mm	510 mm	650 - 800 mm	510 mm	450 mm	200 mm	7,5 kg

	Poids max. utilisateur	Largeur plié
<b>Jazz 610 / 510</b>	150 kg	215 mm

## Coloris

Gris anthracite



## Codes

1559202-46-27  
**JAZZ 610**  
1559201-46-27  
**JAZZ 510**



reddot design award  
winner 2013

**JAZZ**



Tél: +32 (0)50 - 83 10 10  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be/fr](http://www.invacare.be/fr)

Invacare SA  
Autobaan 22  
8210 Loppem, Belgique

