



DOLOMITE

Jazz 2



De perfecte combinatie van
design en functionaliteit



De *Dolomite Jazz 2* is een lichte rollator die een uitstekende ondersteuning en stabiliteit biedt, zowel binnen- als buitenshuis. Deze rollator combineert stijl met een uitzonderlijke functionaliteit. De *Jazz 2* heeft 2 zithoogtes: 510 of 610 mm (hoogte 510 aanbevolen voor gebruikers onder de 1m65).

Plooisysteem

Het innovatief plooisysteem biedt de gebruiker extra wandelruimte en éénmaal geplooid, blijft deze rollator rechtopstaan.

De handvaten zijn gemakkelijk hoogteverstelbaar met duidelijke markeringen en onthouden de ingestelde hoogte.

De grote handgrepen zijn ergonomisch en bieden een goede ondersteuning.

Modern

Een moderne look, een antraciet frame, een paar toetsen lichtgrijs, *Dolomite Jazz* volgt u elke dag, overall.

De remkabels zijn volledig geïntegreerd in het frame, waardoor hij onopvallend is en voorwerpen in de buitenomgeving of in huis niet blijven haken.

Kenmerken en opties



Standaard mand en gevoerde zitting

Gemakkelijk te (de)monteren, kan als boodschappentas worden gebruikt. Gevoerde zitting voor extra comfort en veiligheid.



Stokhouder (Accessoire)

Uw kruk of wandelstok altijd binnen handbereik. (Ref. SP1512912)



Dienblad (Accessoire)

Afneembaar, om voorwerpen veilig te transporteren. (Ref. SP1546264)



Deluxe mand (Accessoire)

Biedt extra opbergruimte. Beschikbaar in grijs. (Ref. SP1582961)

Max. belasting: 10 kg



Rugband (Accessoire)

Comfortabel en veilig. Stelt u in staat om in een zittende positie te leunen. (band ref. 1522062, comfort ref. SP1551654)



Vertragsingsrem (paar)

Een veiligheidsoptie die helpt wanneer stappen moeizaam en traag gaat. (Ref. SP1580382)

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze [Invacare-website](http://www.invacare.com).

	Totale breedte	Diepte	Breedte tussen wielen	Totale hoogte	Zithoogte	Breedte tussen handgrepen	Diameter wielen	Gewicht
Jazz 610	595 mm	690 mm	510 mm	750 - 1000 mm	610 mm	450 mm	200 mm	7,8 kg
Jazz 510	595 mm	690 mm	510 mm	650 - 800 mm	510 mm	450 mm	200 mm	7,5 kg

	Max. gebruikersgewicht	Breedte gevouwen
Jazz 610 / 510	150 kg	215 mm

Kleur

Anthracite Grijs



Referenties

1559202-46-27
JAZZ 610
1559201-46-27
JAZZ 510



reddot design award
winner 2013

JAZZ



Tel: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem, België



Yes, you can.®