


Essential Basic

Matelas en mousse

Surface de soutien confortable
pour les personnes sans besoins de
prévention particuliers



Une solution efficace

Pour le soutien et le confort



Yes, you can.®

Un matelas de grande qualité abordable



Confort et soutien

- › Une mousse durable et de qualité qui assure un soutien confortable.
- › Le monobloc de mousse permet au matelas d'être retourné dans la housse pour allonger sa durée de vie.
- › Idéal pour la maison, les résidences et environnements de soins de longue durée.



Housse multi-extensible

- › La housse multi-extensible en polyuréthane permet de réduire les cisaillements et la friction.
- › Zippée sur 3 côtés pour faciliter les contrôles et le lavage.
- › Doublure intérieure blanche permettant une inspection facile des dommages de la housse.



Qualité assurée

- › Mousse de qualité pour plus de durabilité.
- › Excellentes propriétés de récupération.
- › Fabriquée en respectant les normes feu : BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5.

Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produits, y compris le manuel d'utilisation, rendez-vous sur notre site internet: www.invacare.com



Tailles disponibles ▼

2000 × 880 × 150 mm
2050 × 880 × 150 mm



Poids max. utilisateur ▼

140 kg



Température de lavage max. ▼

95°

Manufactured to: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS EN 7177: Crib Source 5

Les soins infirmiers essentiels sont cruciaux dans la prévention des escarres. Ce matelas contribuera positivement au résultat du plan de prévention des escarres. Education, jugement clinique et plans d'actions basés sur la vulnérabilité sont des facteurs fondamentaux dans la prévention des escarres. Une échelle d'évaluation peut être utilisée comme méthode formelle d'évaluer les risques de développement d'escarres et devrait être utilisée en combinaison avec une évaluation informelle (jugement infirmier).

Tel: **+33247626400**
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France



Yes, you can.®



© 2024 Invacare Internantional Sarl. Tous droits réservés. Tout a été mis en oeuvre pour que cette publication soit la plus actuelle possible. Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sans notification. Essential Range - FR - 01/2024