


# Essential Visco

Matelas à double couche de mousse

Une surface de soutien et de redistribution de la pression offrant immersion et un enveloppement additionnel.



**Une solution efficace**

Pour la redistribution de la pression



**Yes, you can.®**

# Un matelas de grande qualité abordable



## Redistribution de la pression

- › La couche supérieure de mousse visco-élastique épouse la forme corporelle de l'utilisateur offrant une immersion et un enveloppement additionnel.
- › Une base en mousse de haute qualité qui délivre un soutien supérieur et réduit le risque de talonnage.
- › Excellentes qualités de récupération assurant une bonne redistribution de la pression.



## Réduction du cisaillement et de la friction

- › Housse en polyuréthane multi-extensible, résistante à l'eau qui aide à réduire les cisaillements et la friction.
- › Housse équipée d'une doublure intérieure blanche permettant une inspection facile des dommages subis.
- › Soutien de la housse dans la réduction des forces de friction.



## Qualité assurée

- › Deux couches de mousses de hautes qualités qui assurent la durabilité et le confort du matelas.
- › Manufacturé dans le respect des normes anti-feu BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5.
- › Convient à tous les environnements de soins.

## Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produit, y compris le manuel d'utilisation, rendez-vous sur notre site internet: [www.invacare.com](http://www.invacare.com)



Tailles ▼



Poids max. utilisateur ▼



Température de lavage max. ▼

<b>Hauteur 150 mm</b>	1950 x 880 x 150 mm	140 kg	95°
<b>Hauteur 120 mm</b>	1950 x 880 x 120 mm	110 kg	95°

Manufactured to: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS EN 7177: Crib Source 5

Les soins infirmiers essentiels sont cruciaux dans la prévention des escarres. Ce matelas contribuera positivement au résultat du plan de prévention des escarres. Education, jugement clinique et plans d'actions basés sur la vulnérabilité sont des facteurs fondamentaux dans la prévention des escarres. Une échelle d'évaluation peut être utilisée comme méthode formelle d'évaluer les risques de développement d'escarres et devrait être utilisée en combinaison avec une évaluation informelle (jugement infirmier).

Tel: **+33247626400**  
contactfr@invacare.com  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

Invacare Poirier S.A.S  
Route de Saint Roch  
37230 Fondettes  
France



Yes, you can.®



© 2024 Invacare International Sarl. Tous droits réservés. Tout a été mis en oeuvre pour que cette publication soit la plus actuelle possible. Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sans notification. Essential Range - FR - 01/2024