



Banjo P452E/3



Een stevige rollator in een
modern design



De *Invacare Banjo P452E/3* biedt individuele aanpassingen en verbeterde buitenfuncties. En met zijn gemakkelijke opberging rechtop, zal deze rollator zeker opvallen in de massa!

Functionaliteit

Standaard geleverd met dienblad, afneembaar mandje en stokhouder.

Handig en comfortabel

Uitgerust met anatomisch gevormde duwhandvaten en remmen voor comfortabele grip.

De handgrepen zijn in hoogte verstelbaar van 710 tot 980 mm om ze aan te passen aan alle soorten gebruikers. Dit model is opvouwbaar.

Kenmerken en opties



Dienblad

Duurzaam, stevig dienblad in kunststof.



Afneembaar mandje

Max. last: 9 kg.













Stokhouder

Maakt de kruk gemakkelijk toegankelijk zonder in de weg te zitten.



Technische gegevens

Bezoek voor uitgebreide informatie over dit product, bijvoorbeeld de gebruikshandleiding, onze *Invacare* website.

	Totale breedte	Diepte	Width between wheels	Totale hoogte	Zithoogte	Breedte tussen handvaten	Diameter wiel	Gewicht
<i>P452E/3</i>	 600 mm	 690 mm	 440 mm	 710 - 980 mm	 610 mm	 390 mm	 190 mm	 9 kg
<i>P452E/3</i>	 130 kg	 260 mm						

Kleur

RAL 9006



Art. nr.

Invacare Banjo
P452E/3 1452442

Tel: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem
België

