



Invacare® | **Jasmine**

Flexibiliteit en comfort:
een ideale oplossing binnen
de zorg

Trusted Solutions,
Passionate People



Veiligheid op de eerste plaats

De *Invacare Jasmine* passieve tillift is een flexibele oplossing die optimaal comfort biedt voor alle gebruikers. De lift voorziet in alle behoeften voor het verlenen van veilige patiëntenzorg en is geschikt voor een gebruikersgewicht van maximaal 200 kg. Met zijn brede basis en hoog tilbereik vergemakkelijkt de *Jasmine* de taak van de zorgverleners. De controlebox met diagnostisch systeem waarborgt elke dag opnieuw dat de transfers onder veilige omstandigheden plaatsvinden, met maximaal comfort voor de cliënt.

De *Jasmine* kan tot 200 kg in alle veiligheid optillen. De controlebox met diagnostisch systeem geeft alle nodige informatie weer en zorgt voor een veilige en comfortabele transfer voor de gebruiker. Een intelligent service systeem geeft de batterijstatus weer en bewaakt de service conditie van de liftmotor. De controlebox levert een veilige en comfortabele tilhandeling voor de cliënt via een 'soft start' en 'soft stop' mechanisme.

Kenmerken en opties



2 en 4-punts juk

Verwisselbare 2 en 4-punts juk.
Beschikbare breedtes: 450 mm en 550 mm.



Weegschaal

Indien nodig kan een weegschaal besteld worden. Die is goedgekeurd volgens de medische norm EN 45501, gecertificeerd en verzegeld.



Controlebox met diagnostisch systeem

Dit omvat een service & onderhoudsherinnering, noodbediening, audioalarm op batterij en een batterij-indicator.

Flexibiliteit en geoptimaliseerde manoeuvreerbaarheid

De *Invacare Jasmine* is bijzonder mobiel en gemakkelijk te verplaatsen. De brede basis voorziet voldoende plaats voor een stoel of rolstoel. Het hoge tilbereik zorgt dan weer voor makkelijke transfers van en naar het toilet. De *Jasmine* voorziet in alle behoeften, te allen tijde - voor zowel de zorgverlener als de cliënt.

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikershandleiding, kunt u vinden op onze [Invacare-website](#).

Totale lengte van de basis	Binnenbreedte: onderpoten gesloten	Buitenbreedte: onderpoten open	Hefbereik	Hoogte van de onderpoten	Draaicirkel	Max. gebruikersgewicht	Totaalgewicht v/h product
 1340 mm	 690 mm	 1050 mm	 540 - 1920 mm	 120 mm	 1530 mm	 200 kg	 43 kg

Aantal cycli
 40 cycli

Framekleuren	
Moderate white	Blue dusk



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
www.invacare.be

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium

Yes, you can.®