

# H263/H273 Lima



Vouwbaar, aluminium  
douchestoel



De verrijdbare douchestoel **Invacare Lima** (5" of 24" achterwielen) is een bijzonder lichte en volledig roestvrije douchestoel met een aluminium frame. De **Invacare Lima** beschikt over een plooibaar kruisframe voor ruimtebesparing en is uitgerust met een hygiënische opening die in de 4 verschillende richtingen kan geplaatst worden.

### De uitrusting omvat standaard:

- Intrekbare voetsteunen voor binnen/buiten
- Opklapbare armleuningen om ruimte vrij te maken tijdens de transfer
- Uitneembare emmer voor gebruik onder de douche of boven het toilet
- Bekkengordel
- Gepolsterde zitting

### Kenmerken en opties



#### 2 soorten wielen

24" massieve achterwielen met 5" voorwielen of 4 geremde 5" wielen.



De gepolsterde zit is uitgerust met een brede hygiënische opening die naar voren, naar achteren, naar rechts of naar links kan worden gepositioneerd.



Zeer gemakkelijk op te vouwen en te vervoeren dankzij het plooibaar kruisframe.



Bekkengordel


### Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op [www.invacare.be](http://www.invacare.be).

	Zithoogte	Zitbreedte	Totale breedte	Totale lengte	Totale hoogte	Breedte gevouwen	Totale gewicht	Max. gebruikersgewicht
<b>H263</b>	580 mm	460 mm	575 mm	1045 mm	1000 mm	210 mm	14 kg	135 kg
<b>H273</b>	580 mm	460 mm	680 mm	1115 mm	1000 mm	300 mm	19 kg	135 kg

### Kleur

Blauw



Tel: +32 (0)50 83 10 10  
[marketingbelgium@invacare.com](mailto:marketingbelgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare NV  
 Autobaan 22  
 8210 Loppem  
 België

