



NIEUW

*Invacare*<sup>®</sup> | **Matrix<sup>®</sup> PS**

De positie van het kind verbeteren



Trusted Solutions,  
Passionate People



Het *Invacare Matrix PS* kussen werd ontworpen om de gebruiker maximale ondersteuning te bieden. Elk element werd zorgvuldig en kindervriendelijk opgebouwd. De hoofdkenmerken zijn :

- Gebogen kussen uit veerkrachtschuim.
- Een kussen in wafelstructuur onder de regio van het zitoppervlak.



## Kenmerken en opties

### Gebogen kussen uit veerkrachtschuim

Het *Invacare Matrix PS* kussen is gebogen en bestaat uit een hoogwaardige mousse. Hij is in reliëf met het zitoppervlak om het comfort en de positionering te verbeteren. Zijn buiging verbetert de stabiliteit en de ondersteuning van de gebruiker. Het gevormd HR schuim biedt het kussen een lange levensduur.



## Technische gegevens

Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen.

	Breedte	Diepte	Hoogte	Gewicht	Maximale gebruiksgewicht
<b>Matrix PS kussen</b>	260, 280, 310, 330, 360 mm	260, 310, 360, 410 mm	50 mm	Vanaf 150 g	68 kg



## Tabel van de kussen-maten

Breedte (mm) x Diepte (mm)				
260 x 260 mm	280 x 310 mm	310 x 310 mm	330 x 310 mm	360 x 310 mm
260 x 310 mm	280 x 360 mm	310 x 360 mm	330 x 360 mm	360 x 360 mm
260 x 360 mm	280 x 410 mm	310 x 410 mm	330 x 410 mm	360 x 410 mm

## Bekleding

Kid\*a\*bra stof



Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
 Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
 Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Invacare N.V.  
 Autobaan 22 - 8210 Loppem  
 Belgium

Trusted Solutions,  
 Passionate People

