

Octave[®]



För tunga brukare



Invacare **Octave** är en modern säng med lösningar som hjälper och ger stöd för tunga brukare i det dagliga livet. Sängen har en hög liggningskomfort tack vare den 4-delade specialdimensionerade sängbotten. **Octave** erbjuder vårdaren en optimal arbetsmiljö. Den ramlösa sängbotten ger utmärkta arbetsförhållanden runt sängen och underlättar vid förflyttning av brukaren. Sänggavlarna kan tas bort oberoende av sänggrindarna för snabb och enkel åtkomst av både huvud och fötter.



Komfort och design

Invacare **Octave** är speciellt utvecklad för tunga brukare och har alla välkända egenskaper av skandinavisk design och kvalitet.

Brukaren eller vårdaren kan via manöverdosan enkelt och steglöst ställa in rygg-, ben- och lårdel samt höjd på sängen.

Egenskaper och tillbehör



Lyftbåge

Handtaget kan anpassas både i höjd- och djupled.

Förlängningsbara sänggavlar

Sängbotten är förlängningsbar med 10 cm i var ände. Madrassstöd finns som tillbehör.



Stöd- och vändhandtag

Gör det enklare för brukaren att ta sig i och ur sängen. Storlek 30x40cm.

Leverans och förvaring

För att göra leverans och transport så smidig som möjligt levereras **Octave** på en lager/transportvagn som gör det enkelt att förflytta sängen mellan olika platser samt minimerar lagerytan då sängen inte används. Montering och demontering kan inte bli enklare trots sängens storlek.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Utvändig bredd Invändig bredd	Utvändig längd Invändig längd	Sängbotten höjdställning	Sängbotten indelning	Ryggstödsvinkel	Lårdelsvinkel	Benstödsvinkel över horizontalplan	Total vikt
<i>Invacare</i> Octave	1190 mm 1160 mm	2210 mm 2070 mm Rek madrasslängd: 2000 mm	Höjjusterbar: 400 - 800 mm Total höjd: 1720 - 2120mm	810-340- 330-520 mm (4 sektioner)	0 - 57°	0 - 30°	0 - 30°	Säng: 180 kg Inkl gavlar: 199 kg

Max brukarvikt



Invacare **Octave** SWL 385 kg
350 kg



Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52


Viktigt!

Sängen är avsedd för vuxna brukare som är minst 146 cm långa, som väger minst 40 kg och som har ett BMI-värde på minst 17.

Ramfärg och träslag

Silver

Bok



Väligen notera att färgerna kan variera något från de som visas till vänster.

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®

