

Platinum[®] 9



Reducera kostnaderna med
Invacare högflödes koncentrator



Invacare har kompletterat sitt oxygensortiment med **Platinum 9**, en **HomeFill II** kompatibel högflödeskoncentrator. **Platinum 9** är pålitlig och säker för patienter som har behov av oxygenbehandling.

Oxygenkoncentrationen är optimerad med obegränsad tillgång till syrgas samtidigt som underhållskostnaderna minskar drastiskt. Patienten kan känna sig trygg tack vare det integrerade alarmsystemet. **Platinum 9** är enkel att använda, detta i kombination med hög säkerhet gör att den är mycket uppskattad av patienterna.



Tillbehör och Egenskaper



Bara ett filter att byta



Homefill anslutning

Hög prestanda och driftsäkerhet kombinerat med enkelhet

Förutom kraftfull och driftsäker, så är **Invacare Platinum 9** även användarvänlig. Med 9 liters oxygenkapacitet med 87 - 95,6 % oxygenkoncentration, är **Platinum 9** anpassad för brukare med högt oxygenbehov. Med det integrerade handtaget och hjulen, så är **Platinum 9** mycket lätthanterlig. **Platinum 9** garanterar extra säkerhet för brukaren

Mervärde i förening med låga kostnader

Kostnader för lagerhållning hålls nere till ett minimum tack vare den lilla mängd av reservdelar och specifika tillbehör som krävs.

Tekniska data

För mer utförlig information om denna produkt, inklusive bruksanvisningen för produkten, hänvisar vi www.invacare.se.

Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Strömförsörjning	Elförbrukning	Pulsdosflöde	Utloppstryck
Platinum 9	365 mm	467 mm	24 kg	230 V, 50 Hz	475 W	1 - 9 l/min	62 kPa

Ljudnivå	O2 renhet	Altitud	ISO-kompatibel
Platinum 9	< 47 dB(A)	87-96%	Up to 1230m

SensO₂-System

O2-koncentration
högre än 85% - grönt ljus - Normal
mellan 73 % och 85% - gult ljus - Kontrollera filter och flöde
Lägre än 73 % - rött ljus - Kalla på servicetekniker

Serviceintervall

Inga krav på rutinmässigt förebyggande underhåll. Byt filter vid behov, för mer information se bruksanvisning.



Scan here to access the website <http://oxygen-therapy.net/en/>

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

