



Invacare **Pronto Air PT**: une mobilité au look unique !

Le nouveau fauteuil électrique **Pronto Air PT** donne une nouvelle dimension à l'autonomie et à la mobilité de l'utilisateur et révolutionne le monde du fauteuil roulant avec un design inédit. Le **Pronto Air PT** est le résultat de nombreuses années de recherche basées sur la volonté d'innover tout en s'appuyant sur l'expérience des utilisateurs.

Trusted Solutions, Passionate People





Innovation et design

Grâce à sa longueur réduite et à ses deux moteurs en ligne le **Pronto Air PT** profite d'un encombrement réduit (largeur de châssis = 620 mm), idéal pour une utilisation en intérieur. Démontable en 3 éléments sans outils, le **Pronto Air PT** peut ainsi être transporté aisément dans un coffre de voiture. Sa palette centrale relevable réduit considérablement l'encombrement de la base lors du transport.

Assise Invacare MyBody

Le **Pronto Air PT** innove avec son assise **Invacare MyBody** qui offre une bonne posture grâce à sa mousse galbée qui favorise une bonne répartition des points de pressions. L'assise **MyBody** permet ainsi un meilleur confort tout au long de la journée.

Caractéristiques et Options



Pochette de rangement
Livrée de série - Idéale pour ranger ses effets personnels.



Bloc Batterie
Le bloc batterie se déconnecte facilement et se reconnecte automatiquement.



Transport
Conçu avec deux poignées, une sur la palette monobloc et une à l'arrière du châssis pour le soulever seul ou à deux personnes.

Données techniques

Pronto Air PT 460, 510 ¹ mm	460 - 510 mm	535 - 635 ² mm	535 mm	155 - 230 mm	8° - 32°	620 ³ mm
					Invacare NV Autobaan 22 - 8210 Loppem Belgium Tél. + 32 (0)50 - 83 10 10 Fax +32 (0)50 - 83 10 11 Email : belgium@invacare.com www.invacare.be	
Pronto Air PT 1070 - 1170 mm	960 mm	34 ⁴ / 25 ⁵ / 13,6 ⁶ kg	113 kg	2 x 17 Ah		
					© 2016 Invacare International Sàrl Tous droits réservés.	
Pronto Air PT 1484 mm	50 mm	3°	6 km/h	16 km	Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.	

Coloris de châssis



Argenté

- 1/ + 76 mm par accoudoir
- 2/ Pallier de réglage de 25,4mm
- 3/ Largeur au niveau des accoudoirs.
Largeur hors tout de la base motrice : 600 mm.
- 4/ Base motrice sans les batteries
- 5/ Assise
- 6/ Bloc batterie



Yes, you can.®