



**AQUATEC**

Aquatec® | **Pure Bidet**

Moderno bidet multifunzione  
per un'igiene semplice e  
naturale

Trusted Solutions,  
Passionate People



Il bidet multifunzione **Aquatec Pure** è la soluzione ideale per l'igiene e il benessere personale. Si integra perfettamente con il tuo bagno moderno, particolarmente indicato quando non c'è lo spazio per il bidet tradizionale.

Il bidet **Aquatec Pure** è dotato di un getto d'acqua riscaldata per un'igiene semplice, naturale e confortevole. Caratteristiche chiave sono:

- **Alte prestazioni**
- **Tecnologia integrata**
- **Compatibilità con il vostro WC**

### Alte prestazioni

- **Pratico e intuitivo** telecomando LCD
- Delicato getto d'acqua a **temperatura regolabile** e soffio di **aria tiepida** per asciugare l'umidità residua
- Ugello regolabile sia per le zone delicate posteriori sia per l'igiene intima femminile (getto meno intenso)
- Getto per l'asciugatura a **temperatura regolabile**
- **Seduta riscaldata** per un maggior comfort
- Luce **LED** notturna
- Chiusura della tavoletta rallentata per un facile utilizzo



### Tecnologia integrata

- Sistema di **riscaldamento** in continuo dell'acqua.
- Auto detersione dell'ugello prima e dopo ogni utilizzo per garantire la **massima pulizia del sistema**
- Dotato di un  **sensore termico** contro l'eccessivo surriscaldamento
- **Modalità stand-by** per il risparmio energetico, che si attiva con il sensore seduta
- **Auto-diagnosi** per individuare eventuali malfunzionamenti del sistema
- Interruttore di dispersione a terra (Earth leakage Breaker - **ELB**) per evitare l'inquinamento da reflusso

### Compatibilità con i WC

- Impiego di punti di fissaggio standard della tavoletta
- Facile e veloce da installare e da rimuovere
- Conforme alla normativa **WRAS** e **DIN EN1717** per garantire un  **sicuro e corretto allacciamento** al sistema idrico pubblico



## Dati tecnici

Maggiori informazioni su questo prodotto sono disponibili sul nostro sito [www.invacare.it](http://www.invacare.it)

Larghezza totale	389 mm	Classe protezione, dispositivo completo	IP X4
Lunghezza totale	515 mm	Batteria telecomando	2 x AA (LR6) / 1.5 V
Profondità totale	156 mm	Pressione dell'acqua	79 - 735 kPa
Peso prodotto	3.9 kg	Temperatura dell'acqua	3 - 35 °C
Portata massima utilizzatore	125 kg	Portata d'acqua per la pulizia	0.7 l/min
Lunghezza del cavo di collegamento	1.4 m	Portata d'acqua funzione 'lady'	0.85 l/min
Alimentazione	220 - 240 V AC, 50/60 Hz	Regolazione della pressione dell'acqua	3 livelli
Consumo energetico massimo	1725 - 2053 W		

Tel.: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy

  
**Yes, you can.®**

