

rea[®]

Azalea[®] Max



La solution pour les utilisateurs
à forte corpulence



Yes, you can.

Azalea Max a été développé dans le but de répondre aux besoins des utilisateurs de forte corpulence. Nous préconisons l'utilisation de l'option inclinaisons d'assise et de dossier électriques pour faciliter le changement des inclinaisons. Le **Rea Azalea Max** est un fauteuil complémentaire de la gamme de fauteuils Invacare **Azalea**.

Un membre de la famille Rea

Le **Rea Azalea Max** offre toutes les caractéristiques déjà présentes sur le fauteuil **Rea Azalea**, et reprend notamment le système d'inclinaison à compensation avec maintien du centre de gravité DSS (Dual Stability System). La répartition parfaite du poids du corps entre le dossier et les repose-jambes permet d'assurer une très bonne stabilité.

Poignées à pousser courbées ergonomiques

La forme spécifique de ces poignées à pousser s'adapte parfaitement aux tierce-personnes. Une version alternative avec des poignées plus hautes est également disponible en option.



◀ Dossier double courbure

Le dossier est réversible, permettant de choisir entre une courbure basse pour les utilisateurs lordosés ou gynoïdes (femmes) ou une courbure haute pour les utilisateurs souhaitant une grande ouverture de bassin ou androïdes (hommes).



◀ Palette spécifique

Palette escamotable et démontable en trois parties. Partie centrale amovible.



◀ Inclinaisons d'assise et de dossier électriques

Grâce à sa télécommande, l'utilisateur et/ou la tierce-personne peuvent facilement changer les inclinaisons du fauteuil.

Données techniques ▼

Pour les personnes ayant une déficience visuelle, toutes les informations sont disponibles sur www.invacare.fr.



Largeur d'assise ▼



Profondeur d'assise ▼



Hauteur d'assise avant ▼



Hauteur du dossier ▼



Hauteur des accoudoirs ▼



UL ▼



Pente d'assise ▼



Angle de dossier ▼

Azalea Max	550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°
Azalea Max Assist	550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 627 mm	1° - 20°	0°-30°



Largeur hors-tout ▼



Hauteur hors-tout ▼



Longueur hors-tout avec potences ▼



Poids du fauteuil ▼



Poids max utilisateur ▼



Poids de transport ▼



Pente maximale pour l'utilisation des freins de parking ▼

Azalea Max	L. d'assise + 250 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	max. 180 kg	33 kg ¹	7°
Azalea Max Assist	L. d'assise + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1135 mm	54 kg	max. 180 kg	37 kg ¹	7°

1. + 4,2 kg pour un fauteuil équipé de l'option inclinaisons d'assise et de dossier électriques



Coloris de châssis ▼



Gris perle



Bleu nuit



Sable



Rouge vif



Vert électrique

Revêtement du siège ▼



Revêtement PU noir TR26



Velours noir TR35



Tél. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

Rea, Rea design et DSS design sont des marques déposées par Invacare International. Le Rea Azalea est conçu avec le DSS (Dual Stability System). Il fournit à l'utilisateur une meilleure stabilité et sécurité lors de l'inclinaison d'assise ou de dossier.



Yes, you can.®