

**rea**<sup>®</sup>

**Azalea<sup>®</sup> Tall**



Le confort pour les  
utilisateurs de grande taille



Yes, you can.™

Le fauteuil **Rea Azalea Tall** a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs de grande taille grâce notamment à une profondeur et une hauteur d'assise supérieures au reste de la gamme. Développé sur la base du fauteuil **Rea Azalea**, le **Rea Azalea Tall** profite de la même fiabilité et du système d'inclinaison à translation. Le **Rea Azalea Tall** offre un grand confort et une bonne stabilité. Le dossier Flex 3 apporte un meilleur positionnement. 5 coloris de châssis et 3 revêtements d'assise et de dossier sont disponibles.

## Inter-compatibilité

Le **Rea Azalea Tall** possède toutes les caractéristiques du **Rea Azalea** telles que la bascule d'assise à translation pour une inclinaison stable. Tous les accessoires sont compatibles avec l'**Azalea Tall**. Disponible également en version Assist (roues arrière de 16").


## Facilement manoeuvrable

La barre à pousser est ergonomique et réglable afin de s'adapter aux préférences de la tierce-personne.



### ◀ Plaqué d'assise rallongée

La profondeur d'assise est rallongée de 50 mm pour s'adapter aux grands segments jambiers.



### ◀ Longueur du châssis

Le châssis est rallongée de 50 mm pour offrir plus de stabilité à l'utilisateur.



### ◀ Hauteur d'assise

La hauteur d'assise est réhaussée de 50 mm pour s'adapter à des segments jambiers plus longs.

## Données techniques ▼

Pour les personnes ayant une déficience visuelle, toutes les informations sont disponibles sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr).



Largeur d'assise ▼



Profondeur d'assise ▼



Hauteur d'assise avant ▼



Hauteur du dossier ▼



Hauteur des accoudoirs ▼



UL ▼



Pente d'assise ▼



Angle de dossier ▼

<b>Azalea Tall</b>	390-440/440-490/ 490-540 mm (390-490/440- 540/ 490-590 mm)	480 - 550 mm	500 mm	Plaque de dossier: 560 - 790 mm Dossier réglable en tension: 540 - 715 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	-1° à 23° (+1° à 25°)	0° - 30°
--------------------	---	--------------	--------	---	--------------	--------------	--------------------------	----------



Largeur hors-tout ▼



Hauteur hors-tout ▼



Longueur hors-tout avec potences ▼



Poids du fauteuil ▼  
34kg (Pour largeur d'assise 440mm)



Poids max utilisateur ▼



Poids de transport ▼



Crash testé ▼



Pente maximale pour l'utilisation des freins de parking ▼

<b>Azalea Tall</b>	Largeur d'assise: + 220mm	1000 - 1300 mm	950 - 1085 mm	34kg (Pour largeur d'assise 440mm)	Max 135 kg	18,7 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°
--------------------	------------------------------	----------------	---------------	------------------------------------	------------	----------------------	-------------	----

## Coloris de châssis ▼



Gris perle



Bleu nuit



Sable



Rouge vif



Vert électrique

## Revêtement du siège ▼



Revêtement PU noir TR26



Velours noir TR35



1. + 4,2 kg pour un fauteuil équipé de l'option inclinaisons d'assise et de dossier électriques

Tél. : +33 2 47 62 64 00  
Fax : +33 2 47 42 12 24  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.  
Route de Saint Roch  
37230 Fondettes  
France

Rea, Rea design et DSS design sont des marques déposées par Invacare International. Le Rea Azalea est conçu avec le DSS (Dual Stability System). Il fournit à l'utilisateur une meilleure stabilité et sécurité lors de l'inclinaison d'assise ou de dossier.



Yes, you can.