

SB[®] 755 XL



Längre, bredare, bekvämare



Den populära sängen **SB 755** finns nu i bredderna 105 cm och 120 cm vilket ger ännu bättre komfort för brukare som väger ända upp till 200 kg. Dessa bredare modeller tillåter mer utrymme i sängen, både på längd som bredd.

SB 755 XL är utrustad med ryggtillbakaföring för minimal friktion och maximal komfort för brukaren. **SB 755 XL** är en modern säng uppbyggd för att vara enkel att hantera, rengöra och rekonditionera och därmed lämplig för både hemvårdsmiljö som sjukhemsmiljö.

Komfort för brukare och personal

SB 755 XL har ett flertal funktioner för att säkra optimal ligg- och sittkomfort. **SB 755 XL** har en vidareutvecklad ryggtillbakaföring för att reducera sjuvning och friktion och därmed även uppkomst av trycksår. Optimerade längder på respektive sängbottendel tillsammans med sängens integrerade förlängningsmöjlighet med 10 cm i både huvud och bendel, möter behoven för längre brukare.

Egenskaper och tillbehör



Ryggtillbakaföring

Ökad komfort för brukaren med mindre sjukkrafter och friktion.



Optimerade längder

Ökad komfort för alla brukare med optimerade längder på sängbottens alla delar.



Förlängningsbar sängbotten

Kan förlängas med 10 cm i huvud- och bendel. Sängen förlängs enkelt med 5, 10, 15 eller 20 cm för att passa brukarens behov.

Montera... flytta den... Inga problem!

Montering och demontering av sängen har gjorts särskilt lätt för att underlätta transport och lagring. Sängen kan lagras på en vagn och rullas direkt från bilen in till sovrummet.

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	Utvändig bredd Invändig bredd/ rek madrassbredd	Utvändig längd Invändig längd	Sängbotten höjdställning	Sängbotten indelning	Frihöjd under sänglyft	Ryggstödvinkel	Lårdelsvinkel	Bendelsvinkel under horisontalplan
SB 755 XL 1050 mm	1150 mm 1050 mm	2130mm 2080mm	Sängbottenhöjd 250-860 mm beroende på hjulalternativ	800 - 260 - 260 - 680 mm	150 mm	0 - 73°	0 - 28°	0 - 16°
SB 755 XL 1200 mm	1300 mm 1200 mm	Rek madrasslängd: 2000mm						

	Bendelsvinkel över horisontalplan	Vinkel under/ över horisontalplan	Max brukarvikt	Kan maskintvättas
SB 755 XL	0 - 18°	under: 25° över: 14°	SWL 235 kg 200 kg	

Ramfärg och träslag

Aluminiumgrå	Bok	Körsbär	Ljus ek

Väligen notera att färgerna kan variera något från de som visas ovan.

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

Viktigt!

Sängen är avsedd för vuxna brukare som är minst 146 cm långa, som väger minst 40 kg och som har ett BMI-värde på minst 17.



Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
 Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
 sweden@invacare.com | Sweden
 www.invacare.se

