

Sistema de pesagem



Uma pesagem simples e de elevada precisão



Esta nova geração de balanças para elevadores de transferência Invacare oferece uma precisão de 100 gramas para todos os pesos até 300kg.

A principal vantagem deste novo modelo é o ecrã que é muito mais amplo que facilita a leitura da informação.

Disponível nas versões não homologada (Homecare) ou homologada (Medicinal - Classe III), esta balança é compatível com os elevadores de transferência *Invacare Birdie® EVO*, *Birdie®* e *Jasmine*.

Mais compacto e mais preciso, este novo sistema de pesagem tem tudo para o seduzir!

Características e opções



Um ecrã maior

Este novo modelo, continuando a ser LCD é bem mais amplo para permitir uma exibição da informação mais legível facilitando a leitura da informação. Além disso, antes da transferência, a balança pode ser orientada para qualquer direcção ficando a informação virada para o utilizador ou para o cuidador, como for mais conveniente.

Funções e especificidades

- Desliga-se automaticamente (programável)
- Tara
- Sinal de estabilização do peso

Dados técnicos

Para mais informações, visite o nosso site www.invacare.pt. Encontre o manual do utilizador bem como demais informações relacionadas com este produto.

Peso máximo utilizador



300 kg

Peso total do produto



1,2 kg

Baterias



6 x AAA incluídas

Sistema de pesagem

Codificação

Balança Homecare e fixações

- AP1656595 : para Birdie Evo barra fixa
- AP1656596 : para Birdie Evo barra com Smart Lock

Balança Medicinal Classe III e fixações

- AP1656597 : para Birdie Evo barra fixa
- AP1656598 : para Birdie Evo barra com Smart Lock

Tlf.: 225 105 946
Fax: 225 105 739
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

