

# Invacare® | **Check O<sub>2</sub> Plus**



## *Invacare* **Check O<sub>2</sub> Plus**

*Invacare* **Check O<sub>2</sub> Plus** är ett kontrollinstrument som analyserar alla de operativa parametrar som är nödvändiga för att utföra kontroller av oxygenkoncentratorer. Det är en ändamålsenlig och kostnadseffektiv analysator, som kontrollerar flöde, syrehalt och tryck på vilken oxygenkoncentrator som helst.

Dessutom behövs ingen rutinmässig kalibrering och den har ingen bränslecell som behöver ersättas. *Invacare* **Check O<sub>2</sub> Plus** är oxygenanalysatorn som är 3-i-1.



**Yes, you can.®**



### Fördelar

- Tre parametrar mäts med ett enda instrument: Flöde (l/min), syrehalt (%) och tryck (psi eller kPa)
- Mäter även noggrant syrgashalten hos pulsade koncentratorer, som exempelvis *Invacare XPO<sub>2</sub>*
- Enkel användning - endast två knappar behövs för att få tillgång till alla funktioner
- Två AA-batterier för över 16000 avläsningar
- Automatisk avstängning när den inte används
- Ingen kalibrering behövs
- Självdiagnostiserande

### Tekniska data

						
<i>Invacare</i> <b>Check O<sub>2</sub> Plus</b>	Vikt: 185 g	Kvantitet per förpackning 1	Syreflöde: 0-10 l/min ± 0,2 l/min	Tryckintervall 0,5-50 PSI ± 0,5%	Oxygenintervall 21%-95,6% ±1,5%	Drifttemperatur 15°-40°C

Invacare AB  
Box 66 – 163 91 Spånga - Sverige  
Kundservice: 08-761 70 90  
Fax 08-761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

© 2012 Invacare International Särll.  
Alla rättigheter är reserverade för  
Invacare.

All information i denna broschyr  
stämmer vid tryckningstillfället.  
Invacare förbehåller sig rätten att  
ändra produktinformation utan  
föregående meddelande.

Check O2 Plus - SE - 11/2012