

Aquatec® | **Pure Bidet**



Ervaar het verschil

De *Aquatec Pure Bidet* is een complete bidet zitting, met een eenvoudige handbediening voor het instellen van de sproeikop, de waterdruk en de watertemperatuur. De temperatuur van de zitting is naar wens instelbaar, de föhn zorgt voor automatische droging. De bril en deksel vallen zacht en gelijkmatig dicht. Bovendien beschikt de *Pure Bidet* over een energiebesparende stand, wat hem tot beste keus maakt.

AQUATEC®



Yes, you can.®

Eigenschappen en opties



Handbediening

Eenvoudig te bedienen.



Bidet

Voor grondige anale reiniging.



Lady douche

Milde reiniging voor de vrouwelijke hygiëne.



Move functie

Reinigt met een bewegende sproeikop heen en terug een groot oppervlak.



Verwarmde zitting

De temperatuur is naar wens instelbaar.



ELB

Blokkeert lekstroom, voor extra veiligheid.



Bril sensor

Werkt alleen wanneer de gebruiker op de zitting zit.



LED nacht licht

Automatische nachtverlichting.



Eenvoudig te monteren

Mogelijk om te bevestigen en weer los te maken zonder gereedschap.



Soft close zitting

Bril en deksel vallen zacht dicht.



Zelfreinigende sproeikop

De sproeikop reinigt zichzelf voor en na elk gebruik. Ook handmatige reiniging is mogelijk.



Automatisch reinigungsprogramma

Automatisch programma voor reiniging en droging met één druk op de knop.

Technische gegevens

	1558215
Zitbreedte	364 mm
Zitdiepte	430 mm
Zithoogte	30 mm
Totale breedte	384 mm
Totale diepte	515 mm
Breedte binnenring	226 mm
Diepte binnenring	275 mm
Max. gebruikersgewicht (kg)	125 kg
Gewicht (kg)	4,3 kg
Voltage	AC230-240 V, 50 Hz
Max. stroomconsumptie	1.160 W
Lengte stroomkabel	1,4 m
Watertoevoer reinigungsfunctie	0,95l/min.
Watertoevoer bidetfunctie	0,95l/min

Invacare B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 695757
Fax +31 (0) 3 18 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure.
Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.

Pure Bidet - NL - 12/2013



Yes, you can.®