


AQUATEC®

Vridplattor





En liten hjälprea för att
snurra till rätt läge.




Aquatec **Trans**

- Extra stor sittyta
- Vridplattornas snurregenskap aktiveras när tyngden från brukaren kommer på vridplattan
- Sittytan snurrar och glider enkelt till de olika positionerna
- Ytan på sitsen är len mot huden, dessutom är den enkel att rengöra
- Kombineras ihop med badkarslyften Aquatec **Orca**



Aquatec **Disk**

- Extra stor sittyta
- Vridplattan roterar enkelt
- Sittytan på snurrsitsen är len mot huden, dessutom är den lättskött och enkel att rengöra
- På bara några sekunder får du enkelt en duschpall med roterande sits genom att kombinera **Disk** med duschpallen **Dot** och en adapter
- Kombineras ihop med Aquatec **Dot**, duschpallen för små utrymmen.



Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

Artikelnummer	Aquatec Trans	Aquatec Disk
Överflyttnings- och vridplatta, blå	4.03.002	
Vridplatta, blå		4.02.002
Mått		
Diameter	365 mm	365 mm
Längd	516 mm	-
Höjd	25 mm	25 mm
Mer info		
Vikt	2.2 kg	1.6 kg
Max brukarvikt	140 kg	140 kg
Färg	Blå	Blå

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden

