

Yes, you can.

Invacare NV

Invacare® Action® 1 NG

Manuele standaard rolstoel met vouwbaar frame



Stalen frame met enkel kruisframe en vaste rug
Max. gebruikersgewicht: 127Kg
Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 3 jaar

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

CODE	OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
	☒ Invacare® Action® 1 NG	943,45
AANDRIJVING		
	☒ Zelfrijder	
ZITTING		
ZITBREEDTE		
DK1640983	☐ 380 mm	
DK1640984	☐ 405 mm	
DK1640985	☐ 430 mm	
DK1640986	☐ 455 mm	
DK1640987	☐ 480 mm	
DK1640988	☐ 505 mm	
ZITDIEPTE		
	☒ 425 mm	
ZITHOOGTE		
	☒ 500 mm	
ZITBEKLEDING		
	☒ Gepolsterde bekleding polyester	
RUGLEUNING		
	☒ Vaste rug 7°; hoogte: 430 mm en vaste duwhandvatten	
RUGBEKLEDING		
	☒ Gepolsterd zitzeil polyester	
VOETSTEUNEN / BEENSTEUNEN		
	☒ 80° swing away rechts	
	☒ 80° swing away links	
	☒ Voetplaat, opklapbaar rechts	
	☒ Voetplaat, opklapbaar links	
ARMSTEUNEN		
RECHTS		
	☒ Armsteun, opklapbaar, kort rechts	Niet met werkblad
SP1547502-0635	☐ Armsteun, opklapbaar, lang rechts (bijgeleverd)	60,50
LINKS		
	☒ Armsteun, opklapbaar, kort links	Niet met werkblad
SP1547501-0635	☐ Armsteun, opklapbaar, lang links (bijgeleverd)	60,50
ANDERE OPTIES		
	☒ Naspanbare hielband	
FRAMEKLEUR		
	☒ DONKERBLAUW	
VOORWIELEN		
	☒ 200 X 25 mm (8" X 1 1/4")	
ACHTERWIELEN / HOEPELS / ASSEN / WIELPOSITIE		
ACHTERWIELEN		
	☒ 600 X 35 mm (24" x 1.3/8"), vol	
HOEPELS		
	☒ Aluminium	
ASSEN		
	☒ Quick release	
WIELPOSITIE		
	☒ Standaard	
REMMEN		
	☒ Duwremmen	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
APARTE ONDERDELEN					
COMFORTBEENSTEUNEN PER PAAR					
1562005	☐	ZB 380 - 405mm		349,62	
1562006	☐	ZB 430 - 455mm		349,62	
1562007	☐	ZB 480 - 505mm		349,62	
WERKBLAD					
AP1601454	☐	Werkblad voor ZB 380/405/430		243,21	
AP1601458	☐	Werkblad voor ZB 455/480		243,21	
AP1601459	☐	Werkblad voor ZB 505		243,21	
SP1548394	☐	Trapdop rechts of links (bijgeleverd)			