

Yes, you can.®

 Invacare NV
 Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Küschall Compact Junior 2.0
Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame


- Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg
 - Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
 - We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughogte en onderbeenlengte

Küschall
 UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdelers:

 Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje Standaard optie Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCB0014	<input checked="" type="checkbox"/>	Küschall® Compact Junior 2.0		2.724,97	
SPECIALE FABRICATIE					
DCB0000	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Speciale fabricatie		Op aanvraag	
UCA0001	<input type="checkbox"/>	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties UCAXXXX te kunnen aanduiden		
COMPACT OF ULTRA-LIGHT					
DCB01100	<input checked="" type="checkbox"/>	Afneembare voetsteunen standaard (COMPACT)			
DCB01110	<input type="checkbox"/>	Vaste voetsteunen 70° (ULTRA-LIGHT)	(NC:1705, 1710, 1715, 1900, 3040, 3140)		
DCB01120	<input type="checkbox"/>	Vaste voetsteunen 80°(ULTRA-LIGHT)	(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
DCB01130	<input type="checkbox"/>	Vaste voetsteunen 70° adductieframe (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)		
DCB01140	<input type="checkbox"/>	Vaste voetsteunen 80° adductie frame (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
ZITBREEDTE (SB)					
DCB1300	<input type="checkbox"/>	280 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCB1305	<input type="checkbox"/>	300 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCB1310	<input type="checkbox"/>	320 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)		
DCB1315	<input type="checkbox"/>	340 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)		

CODE		OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCB1320	☐	360 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130)
DCB1325	☐	380 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)
DCB1330	☐	400 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2744)
DCB1335	◆	420 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2746)
DCB1340	☐	440 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2740, 2742)
DCB1345	☐	460 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2740, 2742, 2744)
DCB1350	☐	480 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)
DCB1355	☐	500 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)
ZITDIEPTE (ST)			
DCB1400	☐	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)
DCB1405	☐	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)
DCB1415	☐	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)
DCB1425	☐	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)
DCB1435	◆	400 mm	(NC : 2744)
DCB1445	☐	420 mm	
DCB1460	☐	440 mm	(NC : 2740, 2742)
DCB1470	☐	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)
DCB1480	☐	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)
DCB1490	☐	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)
RUGHOOGTE (RH)			
DCB1615	☐	300 mm	(NC : 2140, 2595)
DCB1620	☐	315 mm	(NC : 2140, 2595)
DCB1625	☐	330 mm	(NC : 2140, 2595)
DCB1630	☐	345 mm	(NC : 2595)
DCB1635	☐	360 mm	(NC : 2595)
DCB1640	☐	375 mm	(NC : 2595)
DCB1645	☐	390 mm	(NC : 2595)
DCB1650	☐	405 mm	
DCB1655	◆	420 mm	
DCB1660	☐	435 mm	
DCB1665	☐	450 mm	
DCB1670	☐	465 mm	
DCB1675	☐	480 mm	
DCB1680	☐	495 mm	
DCB1685	☐	510 mm	
ZITHOOGTE VOOR (SHv) Controleer de comptabiliteit met de voorwielen			
DCB1700	☐	370 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)
DCB1705	☐	380 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)
DCB1710	☐	390 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)
DCB1715	☐	400 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)
DCB1720	☐	410 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)
DCB1725	☐	420 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCB1730	☐	430 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)	
DCB1735	☐	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)	
DCB1740	☐	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)	
DCB1745	☐	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)	
DCB1750	☐	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)	
DCB1755	☐	480 mm	(NC : 1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)	
DCB1760	☐	490 mm	(NC : 1805, 1810, 1956 to 1962)	
DCB1765	◆	500 mm	(NC : 1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)	
DCB1770	☐	510 mm	(NC : 1805 to 1820, 1960, 1962)	
DCB1775	☐	520 mm	(NC : 1805 to 1825, 1962)	
DCB1780	☐	530 mm	(NC : 1805 to 1830)	
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)				
70° & 80° voetsteun: SHh= "SHv-100mm" tot "SHv-0mm"; 90° voetsteun: SHh="SHv-100mm" tot "SHv-30mm"				
DCB1805	☐	370 mm	Enkel met 22" wielen en afneembare voetsteunen (NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)	RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCB1810	☐	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)	
DCB1815	☐	390 mm	(NC : 6420, 6430)	
DCB1820	☐	400 mm	(NC : 6420, 6430)	RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF- 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCB1825	☐	410 mm	(NC : 6420, 6430)	
DCB1830	☐	420 mm		
DCB1835	☐	430 mm		
DCB1840	☐	440 mm		
DCB1845	◆	450 mm		
DCB1850	☐	460 mm		
DCB1855	☐	470 mm		
DCB1860	☐	480 mm	(NC : 6400)	
DCB1865	☐	490 mm	(NC : 6400)	
DCB1870	☐	500 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)	
ONDERBEENLENGTE (UL)				
DCB1900	☐	200 mm	(NC:3030, 3130)	LLL / Footrest Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2
DCB1902	☐	210 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1904	☐	220 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1906	☐	230 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1908	☐	240 mm	(NC:3030, 3130)	LLL / FSTF : fixed front frame 70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm" 80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"
DCB1910	☐	250 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1912	☐	260 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1914	☐	270 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1916	☐	280 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1918	☐	290 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1920	☐	300 mm	(NC:3030, 3130)	LLL / FSTF : Elevating Legrests Initial position at 75° LLL max = FSTF -40 mm LLL min = 380 mm Second position at 60° LLL max = FSTF + 00 mm LLL min = 380 mm
DCB1922	☐	310 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1924	☐	320 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1926	☐	330 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1928	☐	340 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1930	☐	350 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1932	☐	360 mm	(NC:3030, 3130)	LLL / FSTF : Swing Away frame 70° legrests : LLL max. = "FSTF 20 mm" 80° legrests : LLL max. = "FSTF 30 mm"
DCB1934	☐	370 mm	(NC:3030, 3130)	
DCB1936	☐	380 mm		
DCB1938	☐	390 mm		
DCB1940	☐	400 mm		
DCB1942	☐	410 mm		
DCB1944	☐	420 mm		
DCB1946	◆	430 mm		
DCB1948	☐	440 mm		
DCB1950	☐	450 mm		
DCB1952	☐	460 mm		
DCB1954	☐	470 mm		
DCB1956	☐	480 mm		
DCB1958	☐	490 mm		
DCB1960	☐	500 mm		
DCB1962	☐	510 mm		
RUGLEUNING				
RUGBUIS				
DCB2110	◆	Vaste rechte standaard rug	(NC:2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)	

UL stoel
=
UL patiënt - dikte
kussen







CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCB2120	<input type="checkbox"/>	Vaste rug met lumbaalknik	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	
DCB2130	<input type="checkbox"/>	Hoekverstelbare rug	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	247,50
DCB2140	<input type="checkbox"/>	Neerklapbare hoekverstelbare rug (naar voor)	(NC : 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2430)	379,50
RUGHOEK INSTELLING VOOR HOEKVERSTELBARE EN NEERKLAPBARE RUG				
DCB2155	<input type="checkbox"/>	82°		
DCB2160	<input type="checkbox"/>	86°		
DCB2165	<input type="checkbox"/>	90°		
DCB2170	<input type="checkbox"/>	94°		
DCB2175	<input type="checkbox"/>	98°		
DCB2180	<input type="checkbox"/>	102°		
RUGBEKLEDING				
Niet kiezen met MatrX rug				
DCB2200	<input type="checkbox"/>	Standaard	(NC : 2300 to 2357, 2400, 2430, 2595)	
DCB2210	<input type="checkbox"/>	"Light"	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2595)	121,00
DCB2220	<input checked="" type="checkbox"/>	Naspanbare klittenband rug premium zwarte bekleding	(NC : 2300 to 2357)	
DCB2230	<input type="checkbox"/>	Aero back, naspanbaar met klittenband	UNIQUE FLOCKING, STIKSELS, BORDURING (NC : 2300 to 2357)	71,50
DCB2240	<input type="checkbox"/>	Zonder rugbekleding	(NC: 2430, 2595)	
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL				
UCA2241	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		175,00
UCA2242	<input type="checkbox"/>	NEON ROZE		175,00
UCA2243	<input type="checkbox"/>	BLAUW		175,00
UCA2244	<input type="checkbox"/>	WIT		175,00
UCA2245	<input type="checkbox"/>	ROOD		175,00
UCA0002	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING BORDURING				
UCA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		250,00
UCA2248	<input type="checkbox"/>	Avonturier		250,00
UCA2249	<input type="checkbox"/>	Sakura Beauty		250,00
UCA2250	<input type="checkbox"/>	Funny Cactus		250,00
UCA2251	<input type="checkbox"/>	Küschall logo		250,00
UCA0003	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING FLOCKING				
UCA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		125,00
UCA2248	<input type="checkbox"/>	Avonturier		125,00
UCA2249	<input type="checkbox"/>	Sakura Beauty		125,00
UCA2250	<input type="checkbox"/>	Funny Cactus		125,00
UCA2251	<input type="checkbox"/>	Verfspatten		125,00
UCA0003	<input type="checkbox"/>	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
MATRX RUGGEN				
Niet mogelijk met SB<360mm, stabilisatiestang, rug met lumbaal knik of hoekverstelb. rug Voor MatrX rug: de hoogte is de hoogte van de MatrX rug (zonder montage)				
DCB2300	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCB2305	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCB2310	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCB2315	<input type="checkbox"/>	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCB2316	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2317	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2318	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2320	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCB2322	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCB2325	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCB2330	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00



Matrx MX2



Elite Deep E2

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCB2331	<input type="checkbox"/>	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00	 Elite E2
DCB2332	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCB2334	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCB2335	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00	
DCB2340	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
DCB2345	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
DCB2350	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
DCB2355	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
DCB2357	<input type="checkbox"/>	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00	
BREEDTE MATRX RUGGEN					
DCB2360	<input type="checkbox"/>	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm		
DCB2362	<input type="checkbox"/>	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm		
DCB2364	<input type="checkbox"/>	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm		
DCB2366	<input type="checkbox"/>	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm		
DCB2368	<input type="checkbox"/>	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
DCB2370	<input type="checkbox"/>	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm		
DCB2372	<input type="checkbox"/>	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm		
DUWHANDVATTEN					
DCB2400	<input type="checkbox"/>	Zonder duwhandvatten	(NC : 2490)		 2430 2450
DCB2410	<input type="checkbox"/>	Vaste duwhandvatten, kort	(NC : 2490, 6580)	126,50	
DCB2420	<input checked="" type="checkbox"/>	Vaste duwhandvatten, lang			
DCB2430	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	(NC : 2490, 3520, 3620)		
DCB2440	<input type="checkbox"/>	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd	(NC : 2490, 2595)	280,00	
DCB2450	<input type="checkbox"/>	Inklapbare duwhandvatten	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00	
HOOFDSTEUN					
DCB2490	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun	(NC: 2595)	210,00	
RUGFIXATIESTANG					
Niet met inklapbare duwhandvatten, RH 300-390mm en hoogteinstelbare duwhandvatten					
DCB2595	<input type="checkbox"/>	Rugfixatiestang, wegklapbaar en afneembaar		154,00	
ZITTING					
ZITBEKLEDING					
DCB2610	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard naspanbare zitbekleding met 1 centrale klittenband (zachte zijde)			 2610
DCB2620	<input type="checkbox"/>	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UCA2602	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		175,00	
UCA2603	<input type="checkbox"/>	NEON ROZE		175,00	
UCA2604	<input type="checkbox"/>	BLAUW		175,00	
UCA2605	<input type="checkbox"/>	WIT		175,00	
UCA2606	<input type="checkbox"/>	ROOD		175,00	
UCA0005	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag	
ZITKUSSEN					
DCB2700	<input type="checkbox"/>	Standaard	NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	104,50	 2700 2710 2720
DCB2710	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite	NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	125,00	
DCB2720	<input type="checkbox"/>	Matrx Libra	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	520,89	
OPLEGSTUKKEN LIBRA					
DCB2810	<input type="checkbox"/>	Supplementaire gel zak	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	14,88	
DCB2820	<input type="checkbox"/>	Hoekwig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	14,88	
DCB2830	<input type="checkbox"/>	Abductiekussen	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	14,88	
DCB2840	<input type="checkbox"/>	Laterale zijwig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	14,88	
DCB2850	<input type="checkbox"/>	Voorste wig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	14,88	
SEAT RIGIDIZER					
DCB2860	<input type="checkbox"/>	Seat rigidizer		105,00	
TASJE ZITTING					
DCB2800	<input type="checkbox"/>	Zittasje, click-in en afneembaar		99,00	 2800
ZAKJE ONDERAAN ZITBEKLEDING Te bevestigen onder de zit					
DCB2910	<input type="checkbox"/>	Groot	ST > 340 mm	49,50	
VOETSTEUNEN					
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN					
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN RECHTS					
DCB3000	<input checked="" type="checkbox"/>	70° rechts	(NC : 3110)		 3000 / 3100
DCB3010	<input type="checkbox"/>	80° rechts	(NC : 3100, 5650)		
DCB3020	<input type="checkbox"/>	Amputatiesteun rechts	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCB3030	<input type="checkbox"/>	Hoekinstelbare beensteun rechts met verstelbare voetplaat	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	166,44	
DCB3040	<input type="checkbox"/>	Zonder voetsteun rechts	Enkel vast voorframe		
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN LINKS					

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCB3100	◆	70° links			 3020 / 3120
DCB3110	□	80° links	(NC : 5650)		
DCB3120	□	Amputatiesteun links	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		
DCB3130	□	Hoekinstelbare beensteun links met verstelbare voetplaat	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	166,44	
DCB3140	□	Zonder voetsteun links	Enkel vast voorframe		
VOETPLATEN VOOR VAST EN AFNEEMBAAR					
VOETPLATEN					
DCB3260	◆	2-delige voetplaten, kunststof	Niet met SW < 340 mm, LLL < 260 mm, adductieframe SW < 380 mm		 3030 / 3130
DCB3270	□	2-delige voetplaten, carbon, hoek- en diepteverstelbaar	(NC : 3310)	133,95	
DCB3280	□	1-delig, carbon, opklapbaar, aan 1 zijde bevestigd, naar voor gemonteerd	(NC : 3310) + niet met LLL < 300 mm	294,93	
VOET- EN BEENONDERSTEUNING					
DCB3300	◆	Kuitband op het frame			
DCB3305	□	Kuitband op de voorwielbevestiging		44,00	
DCB3310	□	Hielbanden			
KLEDINGBESCHERMERS					
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN					
DCB3400	◆	Kunststof kledijbeschermers, vast	(NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)		 3400
DCB3405	□	Kunststof kledijbeschermers, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 8450)	165,00	
DCB3410	□	Carbon kledijbeschermers, vast	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)	165,00	 3440
DCB3430	□	Carbon spatborden, vast	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450)	165,00	
DCB3440	□	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 6553, 8450)	340,00	 3450
DCB3450	□	Kunststof Spatborden, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 8450)	165,00	
UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS			ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS		
UCA3422	□	TRANSPARANT		650,00	
UCA3423	□	TRANSPARANT BLAUW		700,00	
UCA3424	□	NEON GEEL		700,00	
UCA3425	□	NEON ORANJE		700,00	
UCA3426	□	NEON ROOD		700,00	
UCA0006	□	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	700,00	
UCA0007	□	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag	
ARMSTEUN RECHTS					
DCB3500	□	Hoogteverstelbaar, afneembaar, kort, rechts	(NC : 6150)		 3500 3510 3600 3610
DCB3510	□	Hoogteverstelbaar, afneembaar, lang, rechts	(NC : 6150)	180,44	
DCB3520	□	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad, rechts	(NC : 6950)	180,44	
DCB3530	□	Küschall armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, rechts	Niet met 3°camber + Active wielen (NC : 6130, 6140, 6150)	180,44	 3520 3620
DCB3540	□	Küschall hemi armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, rechts	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	214,42	
ARMSTEUN LINKS					
DCB3600	□	Hoogteverstelbaar, afneembaar, kort, links	(NC : 6150)		 3530 3630
DCB3610	□	Hoogteverstelbaar, afneembaar, lang, links	(NC : 6150)	180,44	
DCB3620	□	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad, links	(NC : 6950)	180,44	 3540 3640
DCB3630	□	Küschall armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, links	Niet met 3°camber + Active wielen (NC : 6130, 6140, 6150)	180,44	
DCB3640	□	Küschall hemi armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, links	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	214,42	
FRAME					
FRAMEKLEUR, STD.					
DCB4000	◆	SPACE BLACK			
DCB4010	□	ANTHRACITE GREY			
DCB4020	□	PURE WHITE	(NC : 4220)		
DCB4030	□	CARMINE RED			

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCB4040	<input type="checkbox"/>	AZURE BLUE			
DCB4060	<input type="checkbox"/>	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn	200,00	
DCB4100	<input type="checkbox"/>	BLACK GLOSSY	10 dagen langere levertermijn	200,00	
DCB4130	<input type="checkbox"/>	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn	200,00	
DCB4145	<input type="checkbox"/>	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn	200,00	
DCB4150	<input type="checkbox"/>	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn	200,00	
DCB4170	<input type="checkbox"/>	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn	200,00	
DCB4180	<input type="checkbox"/>	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn	200,00	
UCA4101	<input type="checkbox"/>	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4102	<input type="checkbox"/>	SATIN GREY	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4103	<input type="checkbox"/>	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4104	<input type="checkbox"/>	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4105	<input type="checkbox"/>	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA0008	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag	
KERAMISCHE VERNIS					
UCA4066	<input type="checkbox"/>	Keramische vernis afwerking	Enkel voor de Unique UCA410* kleuren mogelijk	550,00	
STYLING					
DCB4190	<input type="checkbox"/>	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	
DCB4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		
DCB4197	<input type="checkbox"/>	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)		
BOLD KLEUREN					
DCB4200	<input type="checkbox"/>	BLACK			
DCB4210	<input type="checkbox"/>	DARK GREY			
DCB4220	<input type="checkbox"/>	LIGHT GREY			
DCB4230	<input type="checkbox"/>	RED			
DCB4240	<input type="checkbox"/>	BLUE			
DCB4250	<input type="checkbox"/>	GOLD			
UCA4252	<input type="checkbox"/>	NEON GEEL		195,00	
UCA4253	<input type="checkbox"/>	NEON GREEN		195,00	
UCA4254	<input type="checkbox"/>	NEON ORANGE		195,00	
UCA4255	<input type="checkbox"/>	NEON PINK		195,00	
UCA4256	<input type="checkbox"/>	NEON RED		195,00	
UCA0009	<input type="checkbox"/>	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag	
TAG KLEUREN					
DCB4300	<input type="checkbox"/>	BLACK			
DCB4310	◆	RED			
VOORWIELEN					
DCB5050	<input type="checkbox"/>	4" Everyday wiel met zwarte rubber			
DCB5100	<input type="checkbox"/>	4" Comfort wiel met zwarte rubber			
DCB5150	<input type="checkbox"/>	4" starec wielen met zwarte alu velg		71,50	
DCB5200	<input type="checkbox"/>	4" frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCB5250	<input type="checkbox"/>	4" frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCB5300	<input type="checkbox"/>	5" Everyday wiel met zwarte rubber			
DCB5350	◆	5" Comfortwiel met zwart rubber			
DCB5400	<input type="checkbox"/>	5" starec wielen met zwarte alu velg		71,50	
DCB5450	<input type="checkbox"/>	5" frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCB5500	<input type="checkbox"/>	5" frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00	
DCB5550	<input type="checkbox"/>	6" Comfort wiel met zwarte rubber			
DCB5600	<input type="checkbox"/>	6" pneumatisch wiel			
DCB5650	<input type="checkbox"/>	7" Comfort wiel met zwarte rubber			
FROGLEGS - VELG KLEUREN					
UCA5502	<input type="checkbox"/>	ROZE		250,00	
UCA5504	<input type="checkbox"/>	ORANJE		250,00	
UCA5506	<input type="checkbox"/>	BLAUW		250,00	
UCA5507	<input type="checkbox"/>	PAARS		250,00	
UCA5508	<input type="checkbox"/>	ROOD		250,00	
UCA5509	<input type="checkbox"/>	GOUD		250,00	
KERAMISCHE LAGER					
UCA5510	<input type="checkbox"/>	Keramische lager		345,00	
ACHTERWIELEN					
OAD Wiel en hoepel niet kiezen					
DCB6000	<input type="checkbox"/>	Rechts (Maxxis Lite guard band en alu hoepel)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551,	1.041,78	



BOLD



TAG



5200 / 5250 /
5450 / 5500



5350 /
5550






















5050 /
5300

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCB6010	<input type="checkbox"/>	Links (Maxxis Lite guard band en alu hoepel)	6552, 6553, 6554, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	1.041,78
ACHTERWIELBEVESTIGING				
DCB6020	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard wielbevestiging	(NC : 6140, 6150)	
DCB6040	<input type="checkbox"/>	Achterwielverlenging	(NC: 6100, 6580, 6950)	126,50
POSITIE ACHTERWIELEN Positie 5 en 6 enkel met achterwielverlenging				
DCB6100	<input type="checkbox"/>	1e positie van vooraan	(NC : 6580, 6840)	
DCB6110	<input type="checkbox"/>	2e positie van vooraan	(NC : 6950)	
DCB6120	<input checked="" type="checkbox"/>	3e positie van vooraan		
DCB6130	<input type="checkbox"/>	4e positie van vooraan	(NC : 6580, 6950)	
DCB6140	<input type="checkbox"/>	5e positie van vooraan		
DCB6150	<input type="checkbox"/>	6e positie van vooraan		
QUAD RELEASE AS				
DCB6300	<input type="checkbox"/>	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	132,00
MAAT				
DCB6400	<input type="checkbox"/>	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6625, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	
DCB6410	<input checked="" type="checkbox"/>	24"		
DCB6420	<input type="checkbox"/>	25"	NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DCB6430	<input type="checkbox"/>	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	495,00
TYPE WIELEN				
DCB6500	<input checked="" type="checkbox"/>	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	Andere banden kunnen gekozen worden (NC 6900, 6910)	
DCB6510	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" küschall Starec; gekruiste spaken	Zwarte versie in 24"	200,00
DCB6520	<input type="checkbox"/>	24" , 25" High performance	(NC : 6660)	420,00
DCB6550	<input type="checkbox"/>	24" , 25" Spinergy LXX	(NC : 6660, 6910)	750,00
UCA6551	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)		1.300,00
UCA6552	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)		1.400,00
UCA6553	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)		1.450,00
UCA6554	<input type="checkbox"/>	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)		1.600,00
DCB6580	<input type="checkbox"/>	22", 24" of 26" wiel met rem voor begeleider	(NC : 6950, 8680)	650,00
VELG - GEANODISEERD KLEUR				
UCA6557	<input type="checkbox"/>	BLAUW		399,00
UCA6558	<input type="checkbox"/>	GOUD		399,00
UCA6559	<input type="checkbox"/>	GROEN		399,00
UCA6560	<input type="checkbox"/>	ORANJE		399,00
UCA6561	<input type="checkbox"/>	ROOD		399,00
UCA6562	<input type="checkbox"/>	PAARS		399,00
NAAF - GEANODISEERD KLEUR				
UCA6563	<input type="checkbox"/>	BLAUW		399,00
UCA6564	<input type="checkbox"/>	GOUD		399,00
UCA6565	<input type="checkbox"/>	ZILVER		399,00
UCA6566	<input type="checkbox"/>	GROEN		399,00
UCA6567	<input type="checkbox"/>	ORANJE		399,00
UCA6568	<input type="checkbox"/>	ROOD		399,00
UCA6569	<input type="checkbox"/>	PAARS		399,00
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR				
UCA6570	<input type="checkbox"/>	BLAUW		150,00
UCA6571	<input type="checkbox"/>	GROEN		150,00
UCA6572	<input type="checkbox"/>	ORANJE		150,00
UCA6573	<input type="checkbox"/>	ROZE		150,00
UCA6574	<input type="checkbox"/>	ROOD		150,00
UCA6575	<input type="checkbox"/>	PAARS		150,00
UCA6576	<input type="checkbox"/>	WIT		150,00
UCA6577	<input type="checkbox"/>	GEEL		150,00
KERAMISCHE LAGER				





6300

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
UCA6579	<input type="checkbox"/>	Keramische lager		299,00		
TYPE BANDEN						
DCB6600	<input type="checkbox"/>	24" Maxxis Lite Guard			 	
DCB6625	<input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00		
DCB6630	<input type="checkbox"/>	24" MBL Speedlite		100,00		
DCB6660	<input type="checkbox"/>	24" Volle band, zwart	(NC : 7230)	65,00		
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)						
DCB6700	<input type="checkbox"/>	24", 26" Supergripp, afstand 30mm of 40mm		212,84	 	
DCB6710	<input type="checkbox"/>	24", 26" Staal polished, afstand 30mm		126,50		
DCB6720	<input type="checkbox"/>	24" Titanium, afstand 30mm		357,50	 	
DCB6740	<input type="checkbox"/>	24" , 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm		367,80		
DCB6750	<input type="checkbox"/>	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm		367,80	 	
DCB6760	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm		336,34		
DCB6770	<input type="checkbox"/>	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm		416,46	 	
DCB6780	<input type="checkbox"/>	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, grijs				
DCB6790	<input type="checkbox"/>	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, zwart				
CAMBER						
DCB6820	<input checked="" type="checkbox"/>	0°			 	
DCB6840	<input type="checkbox"/>	3°	(NC : 6950)			
SPAARBESCHERMERS (PER PAAR)						
DCB6900	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" transparant		165,00	 	
DCB6910	<input type="checkbox"/>	22", 24", 26" zwart		165,00		
ALBER ADD ON KIT						
DCB6950	<input type="checkbox"/>	Twion/emotion adapter met 2 Alber antitippers	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	800,00	 	
UNIQUE - ANODISATIE KIT						
UCA6960	<input type="checkbox"/>	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00		
UCA6961	<input type="checkbox"/>	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, achterwieldop, remklem		599,00		
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN						
UCA6963	<input type="checkbox"/>	ROOD				
UCA6964	<input type="checkbox"/>	PAARS				
UCA6965	<input type="checkbox"/>	KOPER				
UCA6966	<input type="checkbox"/>	GROEN				
UCA6967	<input type="checkbox"/>	ORANJE				
UCA6968	<input type="checkbox"/>	GOUD				
UCA6969	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE				
UCA6970	<input type="checkbox"/>	FLUO ROZE				
UCA6971	<input type="checkbox"/>	BLAUW				
UCA6972	<input type="checkbox"/>	SPIEGEL GEPOLIJS				
VEILIGHEID						
REMMEN						
DCB7200	<input checked="" type="checkbox"/>	Trekremmen				
DCB7210	<input type="checkbox"/>	Duwrem met gebogen hendel				
DCB7220	<input type="checkbox"/>	Duwrem met rechte hendel				
DCB7230	<input type="checkbox"/>	Performance remmen	(NC: 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00		
DCB7240	<input type="checkbox"/>	Actieve remmen	(NC : 7300)	60,50		
DCB7250	<input type="checkbox"/>	Light Actieve remmen	(NC : 7300)	132,00		
REMVERLENGERS						
DCB7300	<input type="checkbox"/>	Remverlenger		22,30		
ANTI-KIP						
DCB7500	<input type="checkbox"/>	Anti-kip met buis, rechts		190,83		
DCB7510	<input type="checkbox"/>	Anti-kip met buis, links		190,83		
DCB7520	<input type="checkbox"/>	Anti-kip aan beide zijden met buis		381,63		
TRANSPORTKIT Enkel met RH >400mm!						
DCB7600	<input type="checkbox"/>	Transportkit (labels)		12,00		
VEILIGHEIDSGORDEL						
DCB7800	<input type="checkbox"/>	Bekkengordel		44,65		
DCB7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2punts gordel, S, Flat-mount push button		220,00		
DCB7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2punts gordel, M, Flat-mount rehab latch		220,00		
DCB7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint evoflex 2punts gordel, L, Flat-mount rehab latch		220,00		
REFLECTOREN						
DCB7900	<input type="checkbox"/>	Gemonteerd		22,00		
DCB7910	<input type="checkbox"/>	Bijgevoegd, niet gemonteerd		22,00		
ACCESSOIRES						
DCB8000	<input type="checkbox"/>	Achterframe beschermer		33,00		
DCB8010	<input type="checkbox"/>	Voorframe beschermer		49,50		

Evoflex gordel
verstelbaar van 35
mm tot 125 mm
naar achteren t.o.v.
de voorkant van de
stoelbekleding.
6 posities in stappen
van 15 mm

7810 / 7820 / 7830

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCB8100	<input type="checkbox"/>	Trapdop, rechts	(NC : 8200)	93,50	 8010
DCB8110	<input type="checkbox"/>	Trapdop, links	(NC : 8210)	93,50	
DCB8200	<input type="checkbox"/>	Stokhouder rechts		121,00	 8100
DCB8210	<input type="checkbox"/>	Stokhouder links		121,00	
DCB8300	<input type="checkbox"/>	Transit wielen 3"		522,50	
DCB8500	<input type="checkbox"/>	Pomp		27,50	 8200
DCB8550	<input type="checkbox"/>	Tool kit		16,50	
DCB8650	<input type="checkbox"/>	Tas voor wielen		104,50	
DCB8680	<input type="checkbox"/>	24" Mountain bike wielen met tas	Grijze aluminium hoepels	825,00	