

Yes, you can.

Invacare NV



Invacare® Küschall Compact Junior 2.0

Manuele Actief Rolstoel met vouwbaar frame



- Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
- We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte

Küschall
UNLIMIT YOUR WORLD

Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje

☒ Standaard optie

☐ Optie zonder meerprijs

☐ Geneve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje		☒ Standaard optie		☐ Optie zonder meerprijs	
CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCB0014	◆	Küschall® Compact Junior 2.0		2.783,28	
SPECIALE FABRICATIE					
DCB0000	□	UNIQUE Speciale fabricatie		Op aanvraag	
UCA0001	□	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties UCAXXXX te kunnen aanduiden		
COMPACT OF ULTRA-LIGHT					
DCB01100	◆	Afneembare voetsteunen standaard (COMPACT)			
DCB01110	□	Vaste voetsteunen 70° (ULTRA-LIGHT)	(NC:1705, 1710, 1715, 1900, 3040, 3140)		
DCB01120	□	Vaste voetsteunen 80°(ULTRA-LIGHT)	(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
DCB01130	□	Vaste voetsteunen 70° adductieframe (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)		
DCB01140	□	Vaste voetsteunen 80° adductie frame (ULTRA-LIGHT)	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)		
ZITBREEDTE (SB)					
DCB1300	□	280 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCB1305	□	300 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)		
DCB1310	□	320 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)		
DCB1315	□	340 mm - Enkel kruisframe	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2490, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)		
DCB1320	□	360 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2490, 2710, 2742, 2744 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130)		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCB1325	□	380 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130)	
DCB1330	□	400 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2744)	
DCB1335	◆	420 mm - Enkel kruisframe	(NC : 2746)	
DCB1340	□	440 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2740, 2742)	
DCB1345	□	460 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCB1350	□	480 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744)	
DCB1355	□	500 mm - Dubbel kruisframe	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2740, 2742, 2744, 2746)	
ZITDIEPTE (ST)				
DCB1400	□	320 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860 2910, 5650)	
DCB1405	□	340 mm	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 2910, 5650)	
DCB1415	□	360 mm	(NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)	
DCB1425	□	380 mm	(NC : 2720, 2730, 2744, 5650)	
DCB1435	◆	400 mm	(NC : 2744)	
DCB1445	□	420 mm		
DCB1460	□	440 mm	(NC : 2740, 2742)	
DCB1470	□	460 mm	(NC : 2740, 2742, 2744)	
DCB1480	□	480 mm	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
DCB1490	□	500 mm	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	
RUGHOOGTE (RH)				
DCB1615	□	300 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCB1620	□	315 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCB1625	□	330 mm	(NC : 2140, 2595)	
DCB1630	□	345 mm	(NC : 2595)	
DCB1635	□	360 mm	(NC : 2595)	
DCB1640	□	375 mm	(NC : 2595)	
DCB1645	□	390 mm	(NC : 2595)	
DCB1650	□	405 mm		
DCB1655	◆	420 mm		
DCB1660	□	435 mm		
DCB1665	□	450 mm		
DCB1670	□	465 mm		
DCB1675	□	480 mm		
DCB1680	□	495 mm		
DCB1685	□	510 mm		
ZITHOOGTE VOOR (SHV) Controleer de comptabiliteit met de voorwielen				
DCB1700	□	370 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCB1705	□	380 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1815 to 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCB1710	□	390 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1820 to 1870, 1936 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCB1715	□	400 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC: 1825 to 1870, 1938 to 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	
DCB1720	□	410 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)	
DCB1725	□	420 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)	
DCB1730	□	430 mm	Enkel voor afneembare voetsteunen met hemi frame (NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)	
DCB1735	□	440 mm	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)	
DCB1740	□	450 mm	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)	
DCB1745	□	460 mm	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCB1750	□	470 mm	(NC : 1860 to 1870, 1952 to 1962)		
DCB1755	□	480 mm	(NC :1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)		
DCB1760	□	490 mm	(NC :1805, 1810, 1956 to 1962)		
DCB1765	◆	500 mm	(NC :1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)		
DCB1770	□	510 mm	(NC: 1805 to 1820, 1960, 1962)		
DCB1775	□	520 mm	(NC: 1805 to 1825, 1962)		
DCB1780	□	530 mm	(NC: 1805 to 1830)		
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)					
70° & 80° voetsteun: SHh= "SHv-100mm" tot "SHv-0mm"; 90° voetsteun: SHh="SHv-100mm" tot "SHv-30mm"					
DCB1805	□	370 mm	Enkel met 22" wielen en afneembare voetsteunen (NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCB1810	□	380 mm	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)		
DCB1815	□	390 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCB1820	□	400 mm	(NC : 6420, 6430)		RSTF / FSTF : fixed front frame 70° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 0 mm" 80° front frame : RSTF = "FSTF - 100 mm " to "FSTF - 30 mm"
DCB1825	□	410 mm	(NC : 6420, 6430)		
DCB1830	□	420 mm			
DCB1835	□	430 mm			
DCB1840	□	440 mm			
DCB1845	◆	450 mm			RSTF / Rear wheel size 22" : 360-470 mm 24" : 390-490 mm 25" : 420-500 mm 26" : 420-500 mm
DCB1850	□	460 mm			
DCB1855	□	470 mm			
DCB1860	□	480 mm	(NC : 6400)		
DCB1865	□	490 mm	(NC : 6400)		
DCB1870	□	500 mm	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)		
ONDERBEENLENGTE (UL)					
DCB1900	□	200 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / Footrest Depending on the configuration, the footplate may be high mounted - see spreadsheet Config Help 2
DCB1902	□	210 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1904	□	220 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1906	□	230 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1908	□	240 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : fixed front frame 70° front frame : LLL max. = "FSTF - 20 mm"
DCB1910	□	250 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1912	□	260 mm	(NC:3030, 3130)		80° front frame : LLL max. = "FSTF - 30 mm"
DCB1914	□	270 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1916	□	280 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1918	□	290 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1920	□	300 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Elevating Legrests : Initial position at 75° LLL max = FSTF -40 mm LLL min = 380 mm Second position at 60° LLL max = FSTF + 00 mm LLL min = 380 mm
DCB1922	□	310 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1924	□	320 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1926	□	330 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1928	□	340 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1930	□	350 mm	(NC:3030, 3130)		
DCB1932	□	360 mm	(NC:3030, 3130)		LLL / FSTF : Swing Away frame 70° legrests : LLL max. = "FSTF 20 mm"
DCB1934	□	370 mm	(NC:3030, 3130)		80° legrests : LLL max. = "FSTF 30 mm"
DCB1936	□	380 mm			
DCB1938	□	390 mm			
DCB1940	□	400 mm			
DCB1942	□	410 mm			
DCB1944	□	420 mm			
DCB1946	◆	430 mm			
DCB1948	□	440 mm			
DCB1950	□	450 mm			
DCB1952	□	460 mm			
DCB1954	□	470 mm			
DCB1956	□	480 mm			
DCB1958	□	490 mm			
DCB1960	□	500 mm			
DCB1962	□	510 mm			
RUGLEUNING					
RUGBUIJS					
DCB2110	◆	Vaste rechte standaard rug	(NC:2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)		
DCB2120	□	Vaste rug met lumbaalknik	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)		
DCB2130	□	Hoekverstelbare rug	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355)	247,50	
DCB2140	□	Neerklapbare hoekverstelbare rug (naar voor)	(NC : 2180, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2430)	379,50	
RUGHOEK INSTELLING VOOR HOEKVERSTELBARE EN NEERKLAPBARE RUG					
DCB2155	□	82°			

UL stoel
=
UL patiënt - dikte
kussen

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCB2160	☐	86°		
DCB2165	☐	90°		
DCB2170	☐	94°		
DCB2175	☐	98°		
DCB2180	☐	102°		
RUGBEKLEDING				
Niet kiezen met Matrix rug				
DCB2200	☐	Standaard	(NC : 2300 to 2357, 2400, 2430, 2595)	
DCB2210	☐	"Light"	(NC : 2300 to 2357, 2430, 2595)	121,00
DCB2220	☒	Naspanbare klittenband rug premium zwarte bekleding	(NC : 2300 to 2357)	
DCB2230	☐	Aero back, naspanbaar met klittenband	UNIQUE FLOCKING, STIKSELS, BORDURING (NC : 2300 to 2357)	71,50
DCB2240	☐	Zonder rugbekleding	(NC: 2430, 2595)	
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL				
UCA2241	☐	NEON GEEL		175,00
UCA2242	☐	NEON ROZE		175,00
UCA2243	☐	BLAUW		175,00
UCA2244	☐	WIT		175,00
UCA2245	☐	ROOD		175,00
UCA0002	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING BORDURING				
UCA2246	☐	Smiley		250,00
UCA2248	☐	Avonturier		250,00
UCA2249	☐	Sakura Beauty		250,00
UCA2250	☐	Funny Cactus		250,00
UCA2251	☐	Küschall logo		250,00
UCA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
RUGBEKLEDING FLOCKING				
UCA2246	☐	Smiley		125,00
UCA2248	☐	Avonturier		125,00
UCA2249	☐	Sakura Beauty		125,00
UCA2250	☐	Funny Cactus		125,00
UCA2251	☐	Verfspatten		125,00
UCA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag
MATRIX RUGGEN				
Niet mogelijk met SB<360mm, stabilisatiestang, rug met lumbaal knik of hoekverstelb. rug Voor MatrX rug: de hoogte is de hoogte van de MatrX rug (zonder montage)				
DCB2300	☐	Matrix MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCB2305	☐	Matrix MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	950,00
DCB2310	☐	Matrix MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCB2315	☐	Matrix MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 2490)	950,00
DCB2316	☐	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2317	☐	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2318	☐	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	850,00
DCB2320	☐	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCB2322	☐	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCB2325	☐	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCB2330	☐	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCB2331	☐	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	850,00
DCB2332	☐	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCB2334	☐	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCB2335	☐	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 2490, 7600)	750,00
DCB2340	☐	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCB2345	☐	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCB2350	☐	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCB2355	☐	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
DCB2357	☐	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware	(NC : 2490)	750,00
BREEDTE MATRIX RUGGEN				
DCB2360	☐	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm	
DCB2362	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm	
DCB2364	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm	
DCB2366	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm	



Matrix MX2




Elite Deep E2



Elite E2


CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCB2368	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
DCB2370	☐	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm		
DCB2372	☐	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm		
DUWHANDVATTEN					
DCB2400	☐	Zonder duwhandvatten	(NC : 2490)		
DCB2410	☐	Vaste duwhandvatten, kort	(NC : 2490, 6580)	126,50	
DCB2420	☒	Vaste duwhandvatten, lang			
DCB2430	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, opbouw	(NC : 2490, 3520, 3620)		
DCB2440	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten, geïntegreerd	(NC : 2490, 2595)	280,00	
DCB2450	☐	Inklapbare duwhandvatten	(NC : 2490, 2595, 6580)	280,00	
HOOFDSTEUN					
DCB2490	☐	Hoofdsteun	(NC: 2595)	210,00	
RUGFIXATIESTANG					
Niet met inklapbare duwhandvatten, RH 300-390mm en hoogtinstelbare duwhandvatten					
DCB2595	☐	Rugfixatiestang, wegklapbaar en afneembaar		154,00	
ZITTING					
ZITBEKLEDING					
DCB2610	☒	Standaard zitbekleding met 1 centrale klittenband (zachte zijde)			
DCB2620	☐	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
DCB2630	☐	Naspanbare zitbekleding met 1 centrale klittenband	(NC : 2800, 2910, 7600)	200,00	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UCA2602	☐	NEON GEEL		175,00	
UCA2603	☐	NEON ROZE		175,00	
UCA2604	☐	BLAUW		175,00	
UCA2605	☐	WIT		175,00	
UCA2606	☐	ROOD		175,00	
UCA0005	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag	
ZITKUSSEN					
DCB2700	☐	Standaard	NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	104,50	
DCB2710	☐	Flotech Lite	NC: 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	125,00	
DCB2720	☐	Matrx Libra	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	532,04	
OPLEGSTUKKEN LIBRA					
DCB2810	☐	Supplementaire gel zak	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20	
DCB2820	☐	Hoekwig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20	
DCB2830	☐	Abductiekussen	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20	
DCB2840	☐	Laterale zijwig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20	
DCB2850	☐	Voorste wig	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 380 mm	15,20	
SEAT RIGIDIZER					
DCB2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
TASJE ZITTING					
DCB2800	☐	Zittasje, click-in en afneembaar		99,00	
ZAKJE ONDERAAN ZITBEKLEDING Te bevestigen onder de zit					
DCB2910	☐	Groot	ST > 340 mm	49,50	2800
VOETSTEUNEN					
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN					
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN RECHTS					
DCB3000	☒	70° rechts	(NC : 3110)		
DCB3010	☐	80° rechts	(NC : 3100, 5650)		
DCB3020	☐	Amputatiesteun rechts	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	119,00	
DCB3030	☐	Hoekinstelbare beensteun rechts met verstelbare voetplaat	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	166,44	
DCB3040	☐	Zonder voetsteun rechts	Enkel vast voorframe		
AFNEEMBARE VOETSTEUNEN LINKS					
DCB3100	☒	70° links			
DCB3110	☐	80° links	(NC : 5650)		
DCB3120	☐	Amputatiesteun links	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	119,00	
DCB3130	☐	Hoekinstelbare beensteun links met verstelbare voetplaat	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	166,44	
DCB3140	☐	Zonder voetsteun links	Enkel vast voorframe		
VOETPLATEN VOOR VAST EN AFNEEMBAAAR					
VOETPLATEN					
DCB3260	☒	2-delige voetplaten, kunststof	Niet met SW < 340 mm, LLL < 260 mm, adductieframe SW < 380 mm		
DCB3270	☐	2-delige voetplaten, carbon, hoek- en diepteverstelbaar	(NC : 3310)	136,82	
DCB3280	☐	1-delig, carbon, opklapbaar, aan 1 zijde bevestigd, naar voor gemonteerd	(NC : 3310) + niet met LLL < 300 mm	294,25	
VOET- EN BEENONDERSTEUNING					
DCB3300	☒	Kuitband op het frame			
DCB3305	☐	Kuitband op de voorwielbevestiging		44,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DCB3310	☐	Hielbanden			
KLEDINGBESCHERMERS					
KLEDINGBESCHERMERS / SPATBORDEN					
DCB3400	☒	Kunststof kledijbeschermers, vast	(NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)		 3400
DCB3405	☐	Kunststof kledijbeschermers, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 8450)	165,00	
DCB3410	☐	Carbon kledijbeschermers, vast	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)	165,00	 3440
DCB3430	☐	Carbon spatborden, vast	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6553, 6580, 7600, 8450)	165,00	
DCB3440	☐	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 6553, 8450)	340,00	 3450
DCB3450	☐	Kunststof Spatborden, afneembaar	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 8450)	165,00	
UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS			ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS		
UCA3422	☐	TRANSPARANT		650,00	
UCA3423	☐	TRANSPARANT BLAUW		700,00	
UCA3424	☐	NEON GEEL		700,00	
UCA3425	☐	NEON ORANJE		700,00	
UCA3426	☐	NEON ROOD		700,00	
UCA0006	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	700,00	
UCA0007	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DCA0000)	Op aanvraag	
ARMSTEUN RECHTS					
DCB3500	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, kort, rechts	(NC : 6150)		 3500 3510 3600 3610
DCB3510	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, lang, rechts	(NC : 6150)	184,30	
DCB3520	☐	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad, rechts	(NC : 6950)	184,30	
DCB3530	☐	Küschall armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, rechts	Niet met 3°camber + Active wielen (NC : 6130, 6140, 6150)	184,30	 3520 3620
DCB3540	☐	Küschall hemi armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, rechts	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	219,01	
ARMSTEUN LINKS					
DCB3600	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, kort, links	(NC : 6150)		 3530 3630
DCB3610	☐	Hoogteverstelbaar, afneembaar, lang, links	(NC : 6150)	184,30	
DCB3620	☐	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad, links	(NC : 6950)	184,30	 3540 3640
DCB3630	☐	Küschall armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, links	Niet met 3°camber + Active wielen (NC : 6130, 6140, 6150)	184,30	
DCB3640	☐	Küschall hemi armsteun, hoogte instelbaar, swing-away, opklapbaar, zwart, links	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	219,01	
FRAME					
FRAMEKLEUR, STD.					
DCB4000	☒	SPACE BLACK			 BOLD
DCB4010	☐	ANTHRACITE GREY			
DCB4020	☐	PURE WHITE	(NC : 4220)		
DCB4030	☐	CARMINE RED			
DCB4040	☐	AZURE BLUE			
DCB4060	☐	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn		
DCB4100	☐	BLACK GLOSSY	10 dagen langere levertermijn		
DCB4130	☐	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn		
DCB4145	☐	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn		
DCB4150	☐	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn		
DCB4170	☐	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn		
DCB4180	☐	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn		
UCA4101	☐	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4102	☐	PASTEL GREEN	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4103	☐	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4104	☐	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA4105	☐	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00	
UCA0008	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag	
KERAMISCHE VERNIS					
UCA4066	☐	Keramische vernis afwerking	Enkel voor de Unique UCA410* kleuren mogelijk	550,00	
STYLING					
DCB4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCB4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	
DCB4197	□	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	
BOLD KLEUREN				
DCB4200	□	BLACK		
DCB4210	□	DARK GREY		
DCB4220	□	LIGHT GREY		
DCB4230	□	RED		
DCB4240	□	BLUE		
DCB4250	□	GOLD		
UCA4252	□	NEON GEEL		195,00
UCA4253	□	NEON GREEN		195,00
UCA4254	□	NEON ORANGE		195,00
UCA4255	□	NEON PINK		195,00
UCA4256	□	NEON RED		195,00
UCA0009	□	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag
TAG KLEUREN				
DCB4300	□	BLACK		
DCB4310	◆	RED		
VOORWIELEN				
DCB5050	□	4" Everyday wiel met zwarte rubber		
DCB5100	□	4" Comfort wiel met zwarte rubber		
DCB5150	□	4" starec wielen met zwarte alu velg		71,50
DCB5200	□	4" frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DCB5250	□	4" frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DCB5300	□	5" Everyday wiel met zwarte rubber		
DCB5350	◆	5" Comfortwiel met zwart rubber		
DCB5400	□	5" starec wielen met zwarte alu velg		71,50
DCB5450	□	5" frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DCB5500	□	5" frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00
DCB5550	□	6" Comfort wiel met zwarte rubber		
DCB5600	□	6" pneumatisch wiel		
DCB5650	□	7" Comfort wiel met zwarte rubber		
FROGLEGS - VELG KLEUREN				
UCA5502	□	ROZE		250,00
UCA5504	□	ORANJE		250,00
UCA5506	□	BLAUW		250,00
UCA5507	□	PAARS		250,00
UCA5508	□	ROOD		250,00
UCA5509	□	GOUD		250,00
KERAMISCHE LAGER				
UCA5510	□	Keramische lager		345,00
ACHTERWIELEN				
OAD Wiel en hoepel niet kiezen				
DCB6000	□	Rechts (Maxxis Lite guard band en alu hoepel)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	1.064,07
DCB6010	□	Links (Maxxis Lite guard band en alu hoepel)		1.064,07
ACHTERWIELBEVESTIGING				
DCB6020	◆	Standaard wielbevestiging	(NC : 6140, 6150)	
DCB6040	□	Achterwielverlenging	(NC: 6100, 6580, 6950)	126,50
POSITIE ACHTERWIELEN Positie 5 en 6 enkel met achterwielverlenging				
DCB6100	□	1e positie van vooraan	(NC : 6580, 6840)	
DCB6110	□	2e positie van vooraan	(NC : 6950)	
DCB6120	◆	3e positie van vooraan		
DCB6130	□	4e positie van vooraan	(NC : 6580, 6950)	
DCB6140	□	5e positie van vooraan		
DCB6150	□	6e positie van vooraan		
QUAD RELEASE AS				
DCB6300	□	Tetra Clip	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	132,00
MAAT				
DCB6400	□	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6625, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	
DCB6410	◆	24"		
DCB6420	□	25"	NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00



TAG



5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350 /

5050 / 5300



6300

CODE		OMSCHRIJVING	Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DCB6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950) 495,00
TYPE WIELEN			
DCB6500	☒	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	Andere banden kunnen gekozen worden (NC 6900, 6910)
DCB6510	☐	22", 24", 26" küschall Starec; gekruiste spaken	Zwarte versie in 24"
DCB6520	☐	24", 25" High performance	(NC : 6660) 420,00
DCB6550	☐	24", 25" Spinerger LXK	(NC : 6660, 6910) 750,00
UCA6551	☐	24", 25" Spinerger Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910) 1.300,00
UCA6552	☐	24", 25" Spinerger Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910) 1.400,00
UCA6553	☐	24", 25" Spinerger LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910) 1.450,00
UCA6554	☐	24", 25" Spinerger Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC : 6660, 6910) 1.600,00
DCB6580	☐	22", 24" of 26" wiel met rem voor begeleider	(NC : 6950, 8680) 650,00
VELG - GEANODISEERD KLEUR			
UCA6557	☐	BLAUW	399,00
UCA6558	☐	GOUD	399,00
UCA6559	☐	GROEN	399,00
UCA6560	☐	ORANJE	399,00
UCA6561	☐	ROOD	399,00
UCA6562	☐	PAARS	399,00
NAAF - GEANODISEERD KLEUR			
UCA6563	☐	BLAUW	399,00
UCA6564	☐	GOUD	399,00
UCA6565	☐	ZILVER	399,00
UCA6566	☐	GROEN	399,00
UCA6567	☐	ORANJE	399,00
UCA6568	☐	ROOD	399,00
UCA6569	☐	PAARS	399,00
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR			
UCA6570	☐	BLAUW	150,00
UCA6571	☐	GROEN	150,00
UCA6572	☐	ORANJE	150,00
UCA6573	☐	ROZE	150,00
UCA6574	☐	ROOD	150,00
UCA6575	☐	PAARS	150,00
UCA6576	☐	WIT	150,00
UCA6577	☐	GEEL	150,00
KERAMISCHE LAGER			
UCA6579	☐	Keramische lager	299,00
TYPE BANDEN			
DCB6600	☒	24" Maxxis Lite Guard	
DCB6625	☐	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect	100,00
DCB6630	☐	24" MBL Speedlite	100,00
DCB6660	☐	24" Volle band, zwart	(NC : 7230) 65,00
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)			
DCB6700	☐	24", 26" Supergripp, afstand 30mm of 40mm	212,84
DCB6710	☐	24", 26" Staal polished, afstand 30mm	126,50
DCB6720	☐	24" Titanium, afstand 30mm	357,50
DCB6740	☐	24", 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm	367,80
DCB6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm	367,80
DCB6760	☐	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm	336,34
DCB6770	☐	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm	416,46
DCB6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, afstand 30mm	416,46
DCB6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, grijs	
DCB6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, zwart	
CAMBER			
DCB6820	☒	0°	
DCB6830	☐	1°	
DCB6840	☐	3°	(NC : 6950)
SPAAKBESCHERMERS (PER PAAR)			
DCB6900	☐	22", 24", 26" transparant	165,00
DCB6910	☐	22", 24", 26" zwart	165,00
ALBER ADD ON KIT			
DCB6950	☐	Twion/emotion adapter met 2 Alber antitippers	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210) 800,00
UNIQUE - ANODISATIE KIT			



6600 6625



6630 6660



6700 6710



6720 6740



6790 6760

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
UCA6960	☐	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00	
UCA6961	☐	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, achterwieldop, remklem		599,00	
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN					
UCA6963	☐	ROOD			
UCA6964	☐	PAARS			
UCA6965	☐	KOPER			
UCA6966	☐	GROEN			
UCA6967	☐	ORANJE			
UCA6968	☐	GOUD			
UCA6969	☐	CHAMPAGNE			
UCA6970	☐	FLUO ROZE			
UCA6971	☐	BLAUW			
UCA6972	☐	SPIEGEL GEPOLIJS			
VEILIGHEID					
REMMEN					
DCB7200	☒	Trekremmen			
DCB7210	☐	Duwrem met gebogen hendel			
DCB7220	☐	Duwrem met rechte hendel			
DCB7230	☐	Performance remmen	(NC: 7300, 7810, 7820, 7830)	88,00	
DCB7240	☐	Actieve remmen	(NC : 7300)	60,50	
DCB7250	☐	Light Actieve remmen	(NC : 7300)	132,00	
REMVERLENGERS					
DCB7300	☐	Remverlenger		22,78	
ANTI-KIP					
DCB7500	☐	Anti-kip met buis, rechts		190,83	
DCB7510	☐	Anti-kip met buis, links		190,83	
DCB7520	☐	Anti-kip aan beide zijden met buis		381,63	
TRANSPORTKIT Enkel met RH >400mm!					
DCB7600	☐	Transportkit (labels)		12,00	
VEILIGHEIDSGORDEL					
DCB7800	☐	Bekkengordel		45,61	
DCB7810	☐	Bodypoint evoflex 2punts gordel, S, Flat-mount push button		220,00	
DCB7820	☐	Bodypoint evoflex 2punts gordel, M, Flat-mount rehab latch		220,00	
DCB7830	☐	Bodypoint evoflex 2punts gordel, L, Flat-mount rehab latch		220,00	
REFLECTOREN					
DCB7900	☐	Gemonteerd		22,00	
DCB7910	☐	Bijgevoegd, niet gemonteerd		22,00	
ACCESSOIRES					
DCB8000	☐	Achterframe beschermer		33,00	
DCB8010	☐	Voorframe beschermer		49,50	
DCB8100	☐	Trapdop, rechts	(NC : 8200)	93,50	
DCB8110	☐	Trapdop, links	(NC : 8210)	93,50	
DCB8200	☐	Stokhouder rechts		121,00	
DCB8210	☐	Stokhouder links		121,00	
DCB8300	☐	Transit wielen 3"		522,50	
DCB8500	☐	Pomp		27,50	
DCB8550	☐	Tool kit		16,50	
DCB8650	☐	Tas voor wielen		104,50	
DCB8680	☐	24" Mountain bike wielen met tas	Grijze aluminium hoepels	825,00	



7250



7500 / 7520

Evoflex gordel
verstelbaar van 35
mm tot 125 mm
naar achteren t.o.v.
de voorkant van de
stoelbekleding.
**6 posities in stappen
van 15 mm**



7810 / 7820 / 7830



8010



8100



8200