



Yes, you can.®



Invacare NV
Autobaan 22 - 8210 Loppem - België - www.invacare.be

Invacare® Küschall K-Series 2.0
Manuele Actief Rolstoel met vast frame en neerklapbare rug



- Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg
- Algemene garantie: 1 jaar; garantie op het frame: 5 jaar
- We behouden ons het recht voor om een tolerantie te hebben van +/- 10mm bij levering op: ZB, ZH voor en achter, rughoogte en onderbeenlengte



Datum:

Referentie:

Verdeler:

☐ Gelieve uw keuze aan te geven door een kruisje in het vierkantje ☒ Standaard optie ☐ Optie zonder meerprijs

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DKA0067	◆	Küschall® K-Series 2.0		2.783,28	
SPECIALE FABRICATIE					
DKA0000	☐	UNIQUE Speciale fabricatie		Op aanvraag	
UKA0001	☐	UNIQUE Personalisatie	Selecteer om de Unique opties UKAXXXX te kunnen aanduiden		
ZITOPTIES					
FRAME					Adductie frame  Toelopen frame 
DKA1040	◆	75° frame - Aluminium (toelopen)	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240)		
DKA1050	☐	75° frame - Aluminium - adductie voorframe	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240)	110,00	
DKA1060	☐	75° frame - Aluminium - Verlengd frame (+ 5 cm) (toelopen)	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)		
DKA1070	☐	90° frame - Aluminium (toelopen)	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240)		
DKA1080	☐	90° frame - Aluminium - adductie voorframe	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240)	110,00	
DKA1090	☐	90° frame - Aluminium - Verlengd frame (+ 5 cm) (toelopen)	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760,)		
DKA1095	☐	75° frame -Carbon (toelopen) NIEUW	Enkel met zithoogte voor 480/490/500mm + TAG ROOD STYLING (NC : 1475, 1490, 1495, 7240)	400,00	
DKA1110	☐	90° frame - Carbon (toelopen) NIEUW	Enkel met zithoogte voor 480/490/500mm + TAG ROOD STYLING (NC : 1475, 1490, 1495, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500 7240)	400,00	
VERING					
DKA1200	☐	40-65 kg	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1740, 1745, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	429,00	
DKA1210	☐	65-85 kg		429,00	
DKA1220	☐	85-100 kg		429,00	
ZITBREEDTE (SB)					
DKA1310	☐	320 mm	(NC : 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420)		
DKA1315	☐	340 mm	(NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420)		
DKA1320	☐	360 mm	(NC : 2364 to 2372, 2710, 2748)		
DKA1325	☐	380 mm	(NC: 2366 to 2372)		
DKA1330	◆	400 mm	(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372)		
DKA1335	☐	420 mm	(NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372)		
DKA1340	☐	440 mm	(NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630)		
DKA1345	☐	460 mm	(NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630)		
DKA1350	☐	480 mm	(NC : 2210, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 3230)		

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DKA1355	□	500 mm	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 3210, 3230)	
ZITDIEPTE (ST)				
DKA1410	□	350 mm	(NC: 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	
DKA1420	□	375 mm	(NC : 2710, 2720, 2748, 7810, 7820, 7830)	
DKA1435	◆	400 mm		
DKA1450	□	425 mm	(NC : 2740, 2746)	
DKA1465	□	450 mm	(NC : 2630)	
DKA1475	□	475 mm	(NC : 2630)	
DKA1490	□	500 mm	(NC : 2630, 2710)	
DKA1495	□	525 mm	(NC : 2630, 2610, 2710)	
ZITPOSITIE (SP) 1 is de minst stabiele en 5 is de meest stabiele positie				
DKA1500	□	Position 1 = 140 mm		
DKA1510	□	Position 2 = 125 mm		
DKA1520	◆	Position 3 = 110 mm		
DKA1530	□	Position 4 = 95 mm		
DKA1540	□	Position 5 = 80 mm		
RUGHOOGTE (RH)				
DKA1605	□	270 mm	(NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	
DKA1610	□	285 mm		
DKA1615	□	300 mm		
DKA1620	□	315 mm		
DKA1625	□	330 mm		
DKA1630	□	345 mm		
DKA1635	□	360 mm	(NC : 2210)	
DKA1640	◆	375 mm	(NC : 2210)	
DKA1645	□	390 mm	(NC : 2210)	
DKA1650	□	405 mm	(NC : 2210)	
DKA1655	□	420 mm	(NC : 2210)	
DKA1660	□	435 mm	(NC : 2150; 2210; Matrx backrests)	
DKA1665	□	450 mm	(NC : 2150; 2210; Matrx backrests)	
DKA1670	□	465 mm	(NC : 2150; 2210; Matrx backrests)	
DKA1675	□	480 mm	(NC : 2150; 2210; Matrx backrests)	
ZIE TABEL OP DE LAATSTE PAGINA VOOR GEDETAILLEERDE INFO OVER (SHv), (UL) EN KEUZE VAN DE ACHTERWIELEN				
ZITHOOGTE VOOR (SHv)				
DKA1740	□	450 mm	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	
DKA1745	□	460 mm		
DKA1750	□	470 mm		
DKA1755	□	480 mm		
DKA1760	□	490 mm		
DKA1765	◆	500 mm		
DKA1770	□	510 mm		
DKA1775	□	520 mm		
ZITHOOGTE ACHTER (SHh)				
DKA1815	□	390 mm	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430)	
DKA1820	□	400 mm	(NC : 3490, 3495, 6030, 6040)	
DKA1825	□	410 mm	(NC : 3490, 3495)	
DKA1830	□	420 mm		
DKA1835	◆	430 mm		
DKA1840	□	440 mm		
DKA1845	□	450 mm		
DKA1850	□	460 mm		
DKA1855	□	470 mm		
DKA1860	□	480 mm		
DKA1865	□	490 mm	(NC : 6430)	
ONDERBEENLENGTE (UL)				
Voor 75°: UL < SHv -30mm; voor 90°: UL < SHv -40mm				
DKA1918	□	290 mm	Voor een UL < 390mm en afhankelijk van de configuratie kan de voetplaat hoog gemonteerd zijn	
DKA1920	□	300 mm		
DKA1922	□	310 mm		
DKA1924	□	320 mm		
DKA1926	□	330 mm		
DKA1928	□	340 mm		
DKA1930	□	350 mm		
DKA1932	□	360 mm		
DKA1934	□	370 mm		
DKA1936	□	380 mm		
DKA1938	□	390 mm		





75°: LLL ≤ FSTF -30MM


90°: LLL ≤ FSTF -40MM

De UL van de patient moet verminderd worden met de dikte van het kussen (SK)!

UL = ULpat - SK

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DKA1940	☐	400 mm	Voor een UL < 390mm en afhankelijk van de configuratie kan de voetplaat hoog gemonteerd zijn		
DKA1942	☐	410 mm			
DKA1944	☐	420 mm			
DKA1946	◆	430 mm			
DKA1948	☐	440 mm			
DKA1950	☐	450 mm			
DKA1952	☐	460 mm			
DKA1954	☐	470 mm			
DKA1956	☐	480 mm			
RUGLEUNING					
MATERIAAL VAN HET RUGFRAME					
DKA2000	◆	Aluminium	Niet met zitbreedte 320 mm		
DKA2050	☐	Titanium	(NC : 2150, 2430, 7600)	605,00	
RUGBUIS					
DKA2100	◆	Standaard rug	(NC : 2240, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)		
DKA2150	☐	Rug met lagere rugbuis (rugbuis hoogte is 285mm)	(NC : 2210, 2220, 2230, 2430)		
RUGBEKLEDING					
DKA2210	☐	Rugbekleding "Light"	Niet met SB>420/RH>345mm (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2430, 2440)		
DKA2220	◆	Naspanbare rug met klittenband premium zwarte bekleding	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2335, 2340, 2345, 2350, 2440)	71,50	
DKA2230	☐	Aeroback, naspanbaar			
DKA2240	☐	Zonder rugbekleding			
RUGBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UKA2241	☐	NEON GEEL		175,00	
UKA2242	☐	NEON ROZE		175,00	
UKA2243	☐	BLAUW		175,00	
UKA2244	☐	WIT		175,00	
UKA2245	☐	ROOD		175,00	
UKA0002	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag	
RUGBEKLEDING BORDURING					
UKA2246	☐	Smiley		250,00	
UKA2248	☐	Avonturier		250,00	
UKA2249	☐	Sakura Beauty		250,00	
UKA2250	☐	Funny Cactus		250,00	
UKA2251	☐	Küschall logo		250,00	
UKA0003	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag	
RUGBEKLEDING FLOCKING					
UKA2253	☐	Smiley		125,00	
UKA2255	☐	Avonturier		125,00	
UKA2256	☐	Sakura Beauty		125,00	
UKA2257	☐	Funny Cactus		125,00	
UKA2259	☐	Verfspatten		125,00	
UKA0004	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag	
MATRX RUGGEN					
Extra 7 dagen levertijd					
DKA2300	☐	Matrx MX2, hoogte 150 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 7600)	950,00	 Matrx MX2
DKA2305	☐	Matrx MX2, hoogte 230 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372, 7600)	950,00	
DKA2310	☐	Matrx MX2, hoogte 305 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372)	950,00	
DKA2315	☐	Matrx MX2, hoogte 405 mm met QR hardware	(NC : 2370, 2372)	950,00	
DKA2316	☐	Elite Deep E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00	 Elite Deep E2
DKA2317	☐	Elite Deep E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00	
DKA2318	☐	Elite Deep E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	850,00	
DKA2320	☐	Elite Deep E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware		850,00	
DKA2322	☐	Elite Deep E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware		850,00	
DKA2325	☐	Elite Deep E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware		850,00	
DKA2330	☐	Elite Deep E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware		850,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
DKA2331	☐	Elite Deep E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware		850,00	 Elite E2
DKA2332	☐	Elite E2, hoogte 160 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	750,00	
DKA2334	☐	Elite E2, hoogte 210 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	750,00	
DKA2335	☐	Elite E2, hoogte 260 mm met easy-set hardware	(NC : 7600)	750,00	
DKA2340	☐	Elite E2, hoogte 310 mm met easy-set hardware		750,00	
DKA2345	☐	Elite E2, hoogte 360 mm met easy-set hardware		750,00	
DKA2350	☐	Elite E2, hoogte 410 mm met easy-set hardware		750,00	
DKA2355	☐	Elite E2, hoogte 460 mm met easy-set hardware		750,00	
DKA2357	☐	Elite E2, hoogte 510 mm met easy-set hardware		750,00	
BREEDTE MATRX RUGGEN					
DCA2360	☐	360 mm	Indicatieve borstbreedte: 265 mm		
DCA2362	☐	380 mm	Indicatieve borstbreedte: 290 mm		
DCA2364	☐	410 mm	Indicatieve borstbreedte: 315 mm		
DCA2366	☐	430 mm	Indicatieve borstbreedte: 340 mm		
DCA2368	☐	460 mm	Indicatieve borstbreedte: 370 mm		
DCA2369	☐	480 mm	Indicatieve borstbreedte: 390 mm		
DCA2372	☐	510 mm	Indicatieve borstbreedte: 420 mm		
DUWHANDVATTEN					
DKA2400	◆	Zonder duwhandvatten			 2430
DKA2410	☐	Vaste duwhandvatten, kort		126,50	
DKA2420	☐	Vaste duwhandvatten, lang		126,50	
DKA2430	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten/ opbouw	(NC : 3480)	280,00	
DKA2440	☐	Hoogteverstelbare duwhandvatten; geïntegreerd	Enkel mogelijk met Matrix rug	280,00	
DKA2450	☐	Inklapbare duwhandvatten	Niet met BH 315 tot 330 mm en buisvormige armleggers	280,00	
RUGHOEK (RW)					
DKA2500	☐	74° met de zitting			 Rughoek BA
DKA2520	☐	78° met de zitting			
DKA2540	◆	82° met de zitting			
DKA2560	☐	86° met de zitting			
DKA2580	☐	90° met de zitting			
DKA2590	☐	94° met de zitting			
ZITTING					
ZITBEKLEDING					 2600  2610  2630
DKA2600	◆	Standaard			
DKA2601	☐	Zitbekleding met 1 centrale (zachte zijde) en 2 zijdelingse klittenbanden (ruwe zijde)		104,50	
DKA2610	☐	Naspanbaar met één centrale klittenband	niet mogelijk met zitdiepte 525 mm	200,00	
DKA2630	☐	Light zitbekleding	niet mogelijk met SW > 420 mm; SD > 425 mm	44,00	
DKA2640	☐	Vaste zitplaat met 2 zijdelingse klittenbanden	incl. standaard zitbekleding	132,25	
ZITBEKLEDING KLEUR STIKSEL					
UKA2602	☐	NEON GEEL		175,00	
UKA2603	☐	NEON ROZE		175,00	
UKA2604	☐	BLAUW		175,00	
UKA2605	☐	WIT		175,00	
UKA2606	☐	ROOD		175,00	
UKA0005	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag	 2700
ZITKUSSENS					 2710  2720
DKA2700	☐	Standaard zitkussen	60 mm dubbel schuim met visco toplaag	104,50	
DKA2710	☐	Flotech Lite, 78 mm hoog		125,00	
DKA2720	☐	MatrX Libra kussen, 83mm hoog	Niet met SW ≤ 340 mm & SD ≤ 375 mm	532,04	
LIBRA ACCESSOIRES					 2800
DKA2810	☐	Supplementaire gel zak		15,20	
DKA2820	☐	Hoekwig		15,20	
DKA2830	☐	Abductiekussen		15,20	
DKA2840	☐	Laterale zijwig		15,20	
DKA2850	☐	Voorste wig		15,20	
SEAT RIGIDIZER					
DKA2860	☐	Seat rigidizer		105,00	
TASJE ZITTING					
DKA2800	☐	Zittasje, click-in en afneembaar		99,00	
ZAKJE ONDERAAN ZITBEKLEDING					
DKA2910	☐	Groot		49,50	
VOETSTEUN					
DKA3200	◆	Vaste buis, Aluminium	UNIQUE ANODISATIE MOGELIJK		
DKA3210	☐	Vaste buis, Titanium		341,00	

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DKA3220	☐	Carbon, hoekverstelbaar	(NC: 3290)	294,25	 3200	
DKA3230	☐	Zijdelings opklapbare voetplaat, hoekinstelbaar	Niet mogelijk met adductie frame; Niet met SW 480 mm en 500 mm (NC: 3290)	484,95		
VOETSTEUN COVER						
DKA3290	☐	Cover voor voetsteun (vaste buis)		77,00		
VOET-EN BEENSTEUN						
DKA3300	☒	Kuitband, gemonteerd op het frame			 3440	
DKA3305	☐	Kuitband op de voorwielbevestiging		44,00		
AFZONDERLIJKE VOETPLATEN MET FIXATIESTANG (VAST COMPOSITET OF HOEKINSTELBAAR CARBON)						
	☐	Enkel op aanvraag	Levertermijn +3 weken	Op aanvraag		
KLEDINGSBESCHERMERS						
KLEDINGSBESCHERMERS / SPATBORDEN						
DKA3405	☒	Kunststof kledijbeschermers, opklapbaar	UNIQUE TRANSPARANT OF NEON KLEUREN MOGELIJK Verhoogt de zitbreedte met 0-5 mm			 3440
DKA3420	☐	Carbon kledijbeschermers, opklapbaar	Verhoogt de zitbreedte met 0-5 mm	165,00		
DKA3440	☐	Carbon spatborden, afneembaar	(NC : 3490, 3495) Verhoogt de zitbreedte met 5-10 mm	340,00		
DKA3450	☐	Kunststof spatborden, afneembaar	(NC : 3490, 3495, 6950) Verhoogt de zitbreedte met 5-10 mm	165,00		
UNIQUE - KLEUR KLEDIJBESCHERMERS			ENKEL BIJ KUNSTSTOF KLEDIJBESCHERMERS			
UKA3422	☐	TRANSPARANT		650,00	 3480	
UKA3423	☐	TRANSPARANT BLAUW		700,00		
UKA3424	☐	NEON GEEL		700,00		
UKA3425	☐	NEON ORANJE		700,00		
UKA3426	☐	NEON ROOD		700,00		
UKA0006	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		700,00		
UKA0007	☐	Gepersonaliseerde afbeelding - Graag info doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag		
ARMSTEUNEN						
DKA3480	☐	Buisvormige armlegger, hoogteverstelbaar, afneembaar, wegklapbaar, met armpad	Niet met wegklapbare of opbouw duwhandvatten in combinatie met BH < 315mm; niet met Alber e-motion/twion	327,70		 3480
DKA3490	☐	Hoogteverstelbaar, kort	Niet met spatborden en met SHh<420mm	368,60		
DKA3495	☐	Hoogteverstelbaar, lang	Niet met spatborden en met SHh<420mm	368,60		
FRAME						
STANDAARD FRAMEKLEUREN						
DKA4000	☒	SPACE BLACK				
DKA4010	☐	ANTHRACITE GREY				
DKA4020	☐	PURE WHITE	(NC : 4220)			
DKA4030	☐	CARMINE RED				
DKA4040	☐	AZURE BLUE				
DKA4060	☐	FLASHY YELLOW	10 dagen langere levertermijn			
DKA4100	☐	BLACK GLOSSY	10 dagen langere levertermijn			
DKA4130	☐	SILVER GREY	10 dagen langere levertermijn			
DKA4145	☐	PEARL NIGHT BLUE	10 dagen langere levertermijn			
DKA4150	☐	RUBY RED	10 dagen langere levertermijn			
DKA4170	☐	DYNAMITE ORANGE	10 dagen langere levertermijn			
DKA4180	☐	FOREST GREEN	10 dagen langere levertermijn			
DKA4185	☐	CARBON FINISH	Carbon frame			
UKA4101	☐	DIAMOND SILVER	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UKA4102	☐	PASTEL GREEN	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UKA4103	☐	SKY BLUE	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UKA4104	☐	PLUM PURPLE	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UKA4105	☐	SALMON	15 dagen langere levertermijn	750,00		
UKA0008	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS	Enkel via speciale fabricatie (DKA0000)	Op aanvraag		
KERAMISCHE VERNIS						
UKA4066	☐	Keramische vernis afwerking	Enkel voor de Unique UKA410* kleuren mogelijk	550,00		
STYLING						
DKA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00		
DKA4195	☒	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)			
DKA4197	☐	ZONDER AANDUIDING	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)			
BOLD KLEUREN						
DKA4200	☐	BLACK				
DKA4210	☐	DARK GREY				

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen		
DKA4220	☐	LIGHT GREY			 BOLD	
DKA4230	☐	RED				
DKA4240	☐	BLUE				
DKA4250	☐	GOLD				
UKA4252	☐	NEON YELLOW		195,00		
UKA4253	☐	NEON GREEN		195,00		
UKA4254	☐	NEON ORANGE		195,00		
UKA4255	☐	NEON PINK		195,00		
UKA4256	☐	NEON RED		195,00		
UKA0009	☐	ANDER KLEUR - Graag info RAL-XXXX doorgeven aan CS		Op aanvraag		
TAG KLEUREN					 TAG	
DKA4300	☐	BLACK				
DKA4310	☒	RED				
VOORWIELEN						
DKA5000	☐	3" Supersport			 5200 / 5250 / 5450 / 5500	
DKA5050	☐	4" Everyday wiel met zwarte rubber				
DKA5100	☐	4" Comfort wiel met zwarte rubber				
DKA5200	☐	4" frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00		
DKA5250	☐	4" frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00		
DKA5300	☐	5" Everyday wiel met zwarte rubber (nieuw model)				
DKA5350	☒	5" Comfortwiel met zwart rubber (nieuw model)				
DKA5400	☐	5" starec wielen met zwarte alu velg		71,50		
DKA5450	☐	5" frogleg wielen met zwarte alu velg	UNIQUE KLEUREN EN KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00		
DKA5500	☐	5" frogleg wielen met zilveren alu velg	KERAMISCHE LAGERS MOGELIJK	121,00		
FROGLEGS - VELG KLEUREN					 5350	
UKA5502	☐	ROZE		250,00		
UKA5504	☐	ORANJE		250,00		
UKA5506	☐	BLAUW		250,00		
UKA5507	☐	PAARS		250,00		
UKA5508	☐	ROOD		250,00		
UKA5509	☐	GOUD		250,00		
KERAMISCHE LAGER						 5050 / 5300
UKA5510	☐	Keramische lager		345,00		
ACHTERWIELEN						
ACHTERWIELBEVESTIGING						
DKA6020	☒	Standaard wielpositie	(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)			
DKA6030	☐	Korte achterwielverlenging	Niet met RSTF < 410 mm (NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	302,50		
DKA6040	☐	Achterwielverlenging	Niet met RSTF < 410 mm (NC : 6070)	302,50		
TYPE 1E AS						
DKA6050	☐	Vario-as met instelbare camber 1 / 3/ 7/ 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6950, 7230)	440,00		
DKA6060	☒	Standaard as				
DKA6070	☐	Carbon as	(NC : 6950)	192,50		
POSITIE 1E AS						
Enkel met achterwielverlenging. Met een 2e as staat de 1e as steeds in positie 1!						
DKA6100	☐	1e positie van vooraan				
DKA6110	☐	2e positie van vooraan	(NC 6230, 6240)			
DKA6120	☐	3e positie van vooraan	(NC 6230, 6240)			
DKA6130	☐	4e positie van vooraan	(NC 6230, 6240)			
DKA6140	☐	5e positie van vooraan	(NC 6230, 6240)			
CAMBER 1E AS						
DKA6200	☐	0°	(NC : 6270)			
DKA6210	☒	3°				
DKA6220	☐	6°	(NC 6240, 6250, 6950)			
TYPE 2E AS						
Enkel met achterwielverlenging. Met een 2e as staat de 2e as steeds in positie 5!						
DKA6230	☐	Standaard as	(NC: 6500, 6950)	99,00		
DKA6240	☐	Vario-as met instelbare camber 1/ 3/ 7/ 10°	(NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230)	440,00		
CAMBER 2E AS						
Maximaal 3° verschil met camber 1e as. Indien slechts 1 vario-as, 2e as 0° of 3°!						
DKA6250	☐	0°				
DKA6260	☐	3°				
DKA6270	☐	6°				


CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
QUAD RELEASE AS				
DKA6300	☐	Tetra Clip	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	132,00
ACHTERWIEL MAAT				
DKA6410	☒	24"		
DKA6420	☐	25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	55,00
DKA6430	☐	26"	(NC: 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6700, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240)	495,00
TYPE WIELEN				
DKA6500	☒	24" ACTIVE WIEL (grijze band en hoepel incl.)	Andere banden kunnen gekozen worden (NC: alle hoepels, 6900, 6910)	
DKA6510	☐	24", 26" küschall Starec wielen; gekruiste spaken	Zwarte versie in 24"	
DKA6520	☐	24", 25" High Performance wielen	(NC : 6660)	420,00
DKA6550	☐	24" , 25" Spinergy LXX	(NC : 6660, 6910)	750,00
UKA6551	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme LX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.300,00
UKA6552	☐	24", 25" Spinergy Lite Extreme X-laced XLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.400,00
UKA6553	☐	24", 25" Spinergy LX-laced Sport Lite Extreme X SLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6660, 6910, 7900,7910)	1.450,00
UKA6554	☐	24", 25" Spinergy Carbon Fiber CLX (velg, naaf en spaken radiaal zwart of kleuren naar keuze)	(NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900,7910)	1.600,00
VELG - GEANODISEERD KLEUR				
UKA6557	☐	BLAUW		399,00
UKA6558	☐	GOUD		399,00
UKA6559	☐	GROEN		399,00
UKA6560	☐	ORANJE		399,00
UKA6561	☐	ROOD		399,00
UKA6562	☐	PAARS		399,00
NAAF - GEANODISEERD KLEUR				
UKA6563	☐	BLAUW		399,00
UKA6564	☐	GOUD		399,00
UKA6565	☐	ZILVER		399,00
UKA6566	☐	GROEN		399,00
UKA6567	☐	ORANJE		399,00
UKA6568	☐	ROOD		399,00
UKA6569	☐	PAARS		399,00
SPAKEN - GEANODISEERD KLEUR				
UKA6570	☐	BLAUW		150,00
UKA6571	☐	GROEN		150,00
UKA6572	☐	ORANJE		150,00
UKA6573	☐	ROZE		150,00
UKA6574	☐	ROOD		150,00
UKA6575	☐	PAARS		150,00
UKA6576	☐	WIT		150,00
UKA6577	☐	GEEL		150,00
KERAMISCHE LAGER				
UKA6579	☐	Keramische lager		299,00
TYPE BANDEN Niet voor mountainbike wielen en OAD				
DKA6600	☒	24" Maxxis Lite Guard		
DKA6625	☐	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect		100,00
DKA6630	☐	24" MBL Speedlite		100,00
DKA6660	☐	24" Volle band, zwart	(NC : 6690, 7230)	65,00
HOEPELS (NIET VOOR ACTIVE WIELEN)				
DKA6700	☐	24", 26" Supergripp, afstand 30mm of 40mm		212,84
DKA6710	☐	24", 26" Staal polished, afstand 30mm		126,50
DKA6720	☐	24" Titanium, afstand 30mm		357,50
DKA6740	☐	24" , 25" Carbolife Gekko, afstand 30mm		367,80
DKA6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko S, afstand 30mm		367,80
DKA6760	☐	24" Carbolife Curve L, afstand 30mm		336,34
DKA6770	☐	24" Carbolife Quadro, afstand 30mm		416,46
DKA6775	☐	24" Carbolife Curve L Tetra-grip, afstand 30mm		416,46
DKA6780	☐	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, grijs		
DKA6790	☐	24", 25" 26" Alu Light, afstand 30mm, zwart		
SPAAKBESCHERMERS (PER PAAR)				
DKA6900	☐	24", 26" transparant		165,00

<

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen
DKA6910	☐	24" küsch zwart		165,00
ALBER ADD ON KIT				
Enkel met korte achterwielverlenging en in 1 positie; niet met buisvormige armleggers				
DKA6950	☐	Twion/emtion adapter met 2 Alber antitippers	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	800,00
UNIQUE - ANODISATIE KIT				
UKA6960	☐	KIT 1: Vorken en vorkdoppen		299,00
UKA6961	☐	KIT 2: Vorken, vorkdoppen, rugframebevestiging, ziteinde		599,00
UKA6962	☐	KIT3: Vorken, vorkdoppen, rugframebevestiging, ziteinde, asklem en kuitbandbevestiging		699,00
UNIQUE - PREMIUM ANODISATIE KLEUREN				
UKA6963	☐	ROOD		
UKA6964	☐	PAARS		
UKA6965	☐	KOPER		
UKA6966	☐	GROEN		
UKA6967	☐	ORANJE		
UKA6968	☐	GOUD		
UKA6969	☐	CHAMPAGNE		
UKA6970	☐	FLUO ROZE		
UKA6971	☐	BLAUW		
UKA6972	☐	SPIEGEL GEPOLIJST		


6790 6760

VEILIGHEID				
REMMEN				
DKA7210	☒	Standaard, gebogen hendel		
DKA7230	☐	Performance remmen	(NC : 7300)	88,00
DKA7240	☐	Actieve remmen (schaarremmen)	(NC : 7300)	60,50
DKA7250	☐	Light Actieve remmen	(NC : 7300)	132,00
REMVERLENGERS Enkel voor standaard remmen, gebogen hendel				
DKA7300	☐	Remverlenger voor standaard remmen met gebogen hendel		22,78
ANTI-KIP				
DKA7500	☐	Anti-kip met buis, rechts		208,26
DKA7510	☐	Anti-kip met buis, links		208,26
DKA7520	☐	Anti-kip aan beide zijden met buis	(NC : 8300)	416,52
TRANSPORTKIT Enkel met RH>400mm, alu frame en niet met Matrix ruggen				
DKA7600	☐	Transportkit (labels)		12,00
VEILIGSHEIDSGORDEL				
DKA7800	☐	Bekkengordel		45,61
DKA7810	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, S, Flat-mount push button		220,00
DKA7820	☐	bodypoint evoflex 2puntsgordel, M, Flat-mount rehab latch		220,00
DKA7830	☐	Bodypoint evoflex 2puntsgordel, L, Flat-mount rehab latch		220,00
REFLECTOREN				
DKA7900	☐	Gemonteerd		22,00
DKA7910	☐	Niet gemonteerd		22,00


7250


7500 / 7520

Evoflex gordel
verstelbaar van 35
mm tot 125 mm naar
achteren t.o.v. de
voorkant van de
stoelbekleding.
6 posities in stappen
van 15 mm


7810 / 7820 / 7830

ACCESSOIRES				
FRAMEBESCHERMING NC met e-motion adapter; Niet aan dezelfde zijde als anti-tip				
DKA8010	☐	Voorframe beschermers "küschall"		49,50
TRAPDOP				
DKA8100	☐	Trapdop, rechts		93,50
DKA8110	☐	Trapdop, links		93,50
STOKHOUDER NC met e-motion adapter; Niet aan dezelfde zijde als anti-tip				
DKA8200	☐	Rechts		121,00
DKA8210	☐	Links		121,00
TRANSITWIELEN Niet mogelijk met antitippers rechts en links/Alber Emotion/Twion				
DKA8300	☐	Transitwielen 3"		522,50
ANDERE				
DKA8500	☐	Pomp	Niet met SW 340mm	27,50
DKA8550	☐	Tool kit		16,50
DKA8600	☐	Hoogte achter aanpassingsset		71,50
DKA8650	☐	Wielen tas		104,50
DKA8680	☐	24" Mountain bike wielen met tas	Met steekassen en alu hoepels	825,00
DKA8800	☐	Bodypoint kuitband		180,00


8300

CODE		OMSCHRIJVING		Publieke prijs in €, 6% BTW inbegrepen	
------	--	--------------	--	--	--

Tabel 1: Compatibiliteit met voorwielen en Zithoogte voor

	24" achterwielen			25" achterwielen			26" achterwielen		
	Voorwielen			Voorwielen			Voorwielen		
Frame	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Kort				x			x	x	
75° Standaard									
75° +50mm									
90° Kort									
90° Standaard									
90° +50mm									
75° Adductie voor									
90° Adductie voor			x			x			x

Tabel 2: Frametype / SHv / diameter achterwielen / UL

	24" achterwielen			25" achterwielen			26" achterwielen		
	UL			UL			UL		
Frame	SHv	Voetsteun	Wegzwenk baar 1-delige voetplaat	SHv	Voetsteun	Wegzwenk baar 1-delige voetplaat	SHv	Voetsteun	Wegzwenk baar 1-delige voetplaat
75° Kort	450	330-420	290-420	460	330-430	290-430	470	330-440	290-440
	460	340-430	300-430	470	340-440	300-440	480	340-450	300-450
	470	350-440	310-440	480	350-450	310-450	490	350-460	310-460
75° Standaard	480	370-450	330-450	490	370-460	330-460	500	370-470	330-470
	490	380-460	340-460	500	380-470	340-470	510	380-480	340-480
	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
75° + 50mm	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
	510	400-480	360-480	520	400-490	360-490	530	400-500	360-500
	520	410-490	370-490	530	410-500	370-500	540	410-510	370-510
90° Kort	450	330-410	290-410	460	330-420	290-420	470	330-430	290-430
	460	340-420	300-420	470	340-430	300-430	480	340-440	300-440
	470	350-430	310-430	480	350-440	310-440	490	350-450	310-450
90° Standaard	480	380-440	340-440	490	380-450	340-450	500	380-460	340-460
	490	390-450	350-450	500	390-460	350-460	510	390-470	350-470
	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
90° + 50mm	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
	510	410-470	370-470	520	410-480	370-480	530	410-490	370-490
	520	420-480	380-480	530	420-490	380-490	540	420-500	380-500
75° Adductie voor	480	370-450		490	370-460		500	370-470	
	490	380-460	NC	500	380-470	NC	510	380-480	NC
	500	390-470		510	390-480		520	390-490	
90° Adductie voor	480	390-440		490	390-450		500	390-460	
	490	400-450	NC	500	400-460	NC	510	400-470	NC
	500	410-460		510	410-470		520	410-480	

Tabel 3: Mogelijke breedtes van de Matrx Mx2 / Elite E2 en Elite Deep E2 ruggen afhankelijk van de zitbreedte

	Rugbreedte Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

	Rugbreedte Matrx MX2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

Tabel 3: Mogelijke breedtes van de Matrx Mx2 / Elite E2 en Elite Deep E2 ruggen afhankelijk van de zitbreedte

	Rugbreedte Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

	Rugbreedte Matrx MX2 in mm						
Zitbreedte in mm (SB)	360	380	410	430	460	480	510
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							